

# Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение КРОНАРНЫХ сосудов



Содержание



Поиск

# Содержание

Адреса

Торговые марки

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ</b> .....                                              | <b>1</b> |
| EMPIRA® RX PTCA Предилатационный баллонный катетер .....                     | 1.1      |
| EMPIRA® NC RX PTCA Постдилатационный баллонный катетер .....                 | 1.2      |
| <b>УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ МЕСТА ПУНКЦИИ</b> .....                           | <b>2</b> |
| EXOSEAL® Устройство для закрытия места пункции .....                         | 2.1      |
| <b>ПРОВОДНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ ADROIT</b> .....                                   | <b>3</b> |
| ADROIT™ .....                                                                | 3.1      |
| Общая информация .....                                                       | 3.2      |
| Левая коронарная артерия, техника Judkins .....                              | 3.3      |
| Левая коронарная артерия, экстра-поддержка .....                             | 3.4      |
| Левая коронарная артерия, техника Amplatz .....                              | 3.5      |
| Правая коронарная артерия, техника Judkins .....                             | 3.6      |
| Правая коронарная артерия, экстра-поддержка .....                            | 3.7      |
| Правая коронарная артерия, техника Amplatz .....                             | 3.8      |
| Правая коронарная артерия, техника Noto .....                                | 3.9      |
| Трансрадиальный / брахиальный доступ .....                                   | 3.10     |
| Многоцелевые .....                                                           | 3.11     |
| Bypass .....                                                                 | 3.12     |
| ECO-PAC® Five pacs .....                                                     | 3.13     |
| <b>ПРОВОДНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ VISTA BRITE TIP® И LONG VISTA BRITE TIP®</b> ..... | <b>4</b> |
| VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP® .....                               | 4.1      |
| Общая информация .....                                                       | 4.2      |
| Левая коронарная артерия, техника Judkins .....                              | 4.3      |
| Левая коронарная артерия, экстра – поддержка .....                           | 4.4      |
| Левая коронарная артерия, техника Amplatz .....                              | 4.5      |
| Правая коронарная артерия, техника Judkins .....                             | 4.6      |
| Правая коронарная артерия, экстра – поддержка .....                          | 4.7      |
| Правая коронарная артерия, техника Amplatz .....                             | 4.8      |

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Правая коронарная артерия, техника Noto ..... | 4.9  |
| Трансрадиальный / брахиальный доступ .....    | 4.10 |
| Многоцелевые .....                            | 4.11 |
| Bypass .....                                  | 4.12 |
| ECO-PAC® Five pacs .....                      | 4.13 |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>УПРАВЛЯЕМЫЕ ПРОВОДНИКИ</b> .....              | <b>5</b> |
| Степень поддержки Light .....                    | 5.1      |
| Степень поддержки Moderate/Рабочая лошадка ..... | 5.2      |
| Степень поддержки Heavy .....                    | 5.3      |
| Проводник для реканализации окклюзий .....       | 5.4      |
| Аксессуары .....                                 | 5.5      |

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| <b>ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ</b> .....              | <b>6</b> |
| EMERALD® с фиксированным внутренним стержнем .....   | 6.1      |
| EMERALD® с нефиксированным внутренним стержнем ..... | 6.2      |
| EMERALD® Amplatz .....                               | 6.3      |
| EMERALD® Amplatz супер жесткий .....                 | 6.4      |
| EMERALD® Rosen Heavy Duty .....                      | 6.5      |
| AQUATRACK® проводник с гидрофильным покрытием .....  | 6.6      |

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ИНТРОДЬЮСЕРЫ</b> .....                                                | <b>7</b> |
| Общая информация .....                                                   | 7.1      |
| AVANTI®+ Стандартный интродьюсер .....                                   | 7.2      |
| AVANTI®+ Удлинённый интродьюсер .....                                    | 7.3      |
| AVANTI®+ Интродьюсер без гемостатического клапана и бокового порта ..... | 7.4      |
| AVANTI®+ Интродьюсер для брахиального доступа .....                      | 7.5      |
| AVANTI®+ Интродьюсер педиатрический .....                                | 7.6      |
| AVANTI®+ Набор для трансрадиального доступа .....                        | 7.7      |
| Дилаторы и Аксессуары .....                                              | 7.8      |



# Содержание

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ</b>                                        | <b>8</b>  |
| Общая информация                                                       | 8.1       |
| Левая коронарная артерия                                               | 8.2       |
| Правая коронарная артерия                                              | 8.3       |
| Многоцелевые                                                           | 8.4       |
| Радиальный / брахиальный доступ                                        | 8.5       |
| Bypass                                                                 | 8.6       |
| Катеризация желудочков                                                 | 8.7       |
| Наборы для проведения диагностики CORPACS®                             | 8.8       |
| Наборы для проведения диагностики Bi Packs                             | 8.9       |
| <b>ЩИПЦЫ ДЛЯ БИОПСИИ</b>                                               | <b>9</b>  |
| Щипцы для биопсии                                                      | 9.1       |
| Длинный интродьюсер                                                    | 9.2       |
| <b>АКСЕССУАРЫ</b>                                                      | <b>10</b> |
| Краники                                                                | 10.1      |
| Линии высокого давления                                                | 10.2      |
| Удлинитель / Коннекторы / Медфлятор для раздувания баллонных катетеров | 10.3      |
| Шприцы для подачи контрольного вещества                                | 10.4      |
| Ангиографические иглы                                                  | 10.5      |



# Алфавитный указатель

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| ADROIT™ проводниковые катетер                  | - 3    |
| AQUATRACK® (гидрофильный проводник)            | - 6    |
| ATW®                                           | - 5.2  |
| AVANTI®+                                       | - 7    |
| Bi pack (диагностические катетеры)             | - 8.9  |
| Catheter Extensions                            | - 10.3 |
| Cinch® Extension Wire                          | - 5.5  |
| Control Syringes                               | - 10.4 |
| CORPACS®                                       | - 8.8  |
| EMERALD® проводник                             | - 6    |
| EMPIRA®                                        | - 1    |
| EMPIRA NC®                                     | - 1    |
| EXOSEAL® устройство для закрытия места пункции | - 2.1  |
| Highflow® 7F                                   | - 8.2  |
| INFINITI® 4F, 5F, 6F                           | - 8.2  |
| Long VISTA BRITE TIP®                          | - 4    |
| QUICK CARE INFINITI® 4F                        | - 8.2  |
| REFLEX®                                        | - 5.1  |
| SHINOBI®                                       | - 5.4  |
| SHINOBI® Plus                                  | - 5.4  |
| STABILIZER®                                    | - 5.2  |
| STABILIZER® Plus                               | - 5.3  |
| SUPERTORQUE® Plus 5F, 6F                       | - 8.2  |
| VISTA BRITE TIP®                               | - 4    |
| WIZDOM®                                        | - 5.1  |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Аксессуары                            | - 10   |
| Баллонные катетеры                    | - 1    |
| Диагностические катетеры              | - 8    |
| Дилаторы                              | - 7.8  |
| Иглы ангиографические                 | - 10.5 |
| Интродьюсеры                          | - 7    |
| Краники                               | - 10.1 |
| Линии высокого давления               | - 10.2 |
| Медфлятор                             | - 10.3 |
| Обтураторы                            | - 7.8  |
| Проводники диагностические            | - 6    |
| Проводниковые катетеры                | - 3    |
| Проводники управляемые                | - 5    |
| Система быстрой смены                 | - 1    |
| Удлинители                            | - 10.3 |
| Устройство для закрытия места пункции | - 2.1  |
| Y- адаптеры                           | - 10.3 |
| Щипцы для биопсии                     | - 9    |
| Шприцы                                | - 10.4 |



## Москва

---

ООО «Кардинал Хелс Раша»

Регус Домников, ул. Маши  
Порываевой 34, 5 этаж,

Москва, 107078, Россия

Тел.: +7.495.139.3131

Фалеева Анна  
+7 (913) 795-62-63



# Торговые марки

В каталоге упомянуты такие торговые марки Cordis, как:

AQUATRACK®

(Гидрофильный проводник)

Atraumatic Long BRITE TIP®

ATW®

ATW® Marker Wire

AVANTI®+

BiPal®

BRITE TIP®

Cinch®

CORDIS®

CORPAC®

DURALYN® Flex

EXOSEAL®

EMERALD®

EMPIRA®

EMPIRA® NC

HIGHFLOW®

INFINITI®

MULTIPACK

QUICK CARE INFINITI®

REFLEX®

SHINOBI®

SHINOBI® Plus

SLX

STABILIZER®

STABILIZER® Plus

SUPERTORQUE® Plus

TEMPO® AQUA®


Long VISTA BRITE TIP®

WIZDOM®



# Баллонные катетеры

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| EMPIRA® RX PTCA предилатационный баллонный катетер - - - - -     | 1.1 |
| EMPIRA® NC RX PTCA постдилатационный баллонный катетер - - - - - | 1.2 |



# Баллонные катетеры

## Система доставки быстрой смены (RX)

### EMPIRA®

Сделает сложное простым

Empira позволяет выполнять вмешательства с улучшенной проходимостью при однократном и повторном применении.

- Cordis Empira предилатационный баллон имеет уменьшенный профиль для прохождения самых сложных поражений
- Исключительная проходимость при однократном и повторном использовании достигается за счет материала баллона Duralyn Flex нового поколения, за счет специальной укладки баллона, а также за счет стойкого к смыванию гидрофильного покрытия.
- Empira – универсальный предилатационный баллонный катетер, который обеспечивает проходимость и контроль при поражениях различной степени сложности

### EMPIRA® NC

Контроль над интервенцией


- Абсолютный контроль постдилатации
- Баллонный катетер Empira® NC разработан для успешного осуществления постдилатации любой степени сложности
- Cordis Empira® NC – постдилатационный баллонный катетер высокого давления, который объединяет отличную проходимость при многократном использовании, точность во время постдилатации и оптимальное раскрытие стента за счет лучшего в своем классе контролируемого увеличения
- Материал нового поколения Duralyn Flex, специальная укладка баллона, а также стойкое к смыванию гидрофильное покрытие обеспечивает необходимую гибкость и проходимость.

# Баллонные катетеры


Система доставки быстрой смены

## EMPIRA® RX PTCA Предилатационный баллонный катетер

- Диаметр проводника 0.014"
- Номинальное давление 8 атм
- Расчетное давление разрыва (RBP): 14 атм., 1/4 Размера при 16 атм
- Длина shaft: 139 см
- Количество в упаковке: 1 шт



- 1 Сформированный мягкий кончик- желтый
- 2 Баллон
- 3 Рентгенконтрастные маркеры
- 4 Клей Loctite 4041
- 5 Внутренний элемент трубки – черный
- 6 Внешний элемент трубки-натуральный .029"/.035"+ / .001"
- 7 Промежуточный shaft-натуральный .029"/.035"+ / .001"
- 8 Гидрофильное покрытие
- 9 Скошенный проксимальный shaft
- 10 Защита от изгиба – белый
- 11 Литой хаб Люэра
- 12 Маркировка – белый



| EMPIRA® RX Pre-Dilatation PTCA Catheter |  |                    |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ДИАМЕТР БАЛЛОНА (mm)                    |  | ДЛИНА БАЛЛОНА (mm) |           |           |           |           |           |
|                                         |  | 6                  | 10        | 12        | 15        | 20        | 30        |
| 1.50                                    |  | 85R06150S          | 85R10150S | 85R12150S | 85R15150S | 85R20150S |           |
| 2.00                                    |  | 85R06200S          | 85R10200S | 85R12200S | 85R15200S | 85R20200S | 85R30200S |
| 2.25                                    |  |                    | 85R10225S | 85R12225S | 85R15225S | 85R20225S |           |
| 2.50                                    |  | 85R06250S          | 85R10250S | 85R12250S | 85R15250S | 85R20250S | 85R30250S |
| 2.75                                    |  |                    | 85R10275S | 85R12275S | 85R15275S | 85R20275S |           |
| 3.00                                    |  | 85R06300S          | 85R10300S | 85R12300S | 85R15300S | 85R20300S | 85R30300S |
| 3.25                                    |  |                    | 85R10325S | 85R12325S | 85R15325S | 85R20325S |           |
| 3.50                                    |  |                    | 85R10350S | 85R12350S | 85R15350S | 85R20350S | 85R30350S |
| 4.00                                    |  |                    | 85R10400S | 85R12400S | 85R15400S | 85R20400S |           |




# Баллонные катетеры


Система доставки быстрой смены

## EMPIRA® NC RX PTCA Постдилатационный баллонный катетер

- Диаметр проводника 0.014"
- Номинальное давление 14 атм
- Расчетное давление разрыва (RBP): 20 атм., 1/4 Размера при 26 атм
- Длина shaft: 139 см
- Количество в упаковке: 1 шт



- 1 Сформированный мягкий кончик- желтый
- 2 Баллон
- 3 Рентгенконтрастные маркеры
- 4 Клей Loctite 4041
- 5 Внутренний элемент трубки – черный
- 6 Внешний элемент трубки-натуральный .029"/.035" + / .001"
- 7 Промежуточный shaft-натуральный .029"/.035" + / .001"
- 8 Гидрофильное покрытие
- 9 Скошенный проксимальный shaft
- 10 Защита от изгиба – белый
- 11 Литой хаб Люэра
- 12 Маркировка – белый




EMPIRA® NC RX Post-Dilatation PTCA Catheter

| ДИАМЕТР БАЛЛОНА (mm) | ДЛИНА БАЛЛОНА (mm) |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      | 6                  | 10        | 12        | 15        | 20        | 25        | 30        |
| 2.00                 | 75R06200N          | 75R10200N | 75R12200N | 75R15200N | 75R20200N |           |           |
| 2.25                 |                    | 75R10225N | 75R12225N | 75R15225N | 75R20225N |           |           |
| 2.50                 | 75R06250N          | 75R10250N | 75R12250N | 75R15250N | 75R20250N | 75R25250N | 75R30250N |
| 2.75                 |                    | 75R10275N | 75R12275N | 75R15275N | 75R20275N |           |           |
| 3.00                 | 75R06300N          | 75R10300N | 75R12300N | 75R15300N | 75R20300N | 75R25300N | 75R30300N |
| 3.25                 |                    | 75R10325N | 75R12325N | 75R15325N | 75R20325N |           |           |
| 3.50                 | 75R06350N          | 75R10350N | 75R12350N | 75R15350N | 75R20350N | 75R25350N | 75R30350N |
| 3.75                 |                    | 75R10375N | 75R12375N | 75R15375N | 75R20375N |           |           |
| 4.00                 |                    | 75R10400N | 75R12400N | 75R15400N | 75R20400N |           |           |



# Устройство для закрытия места пункции

Exoseal® общая информация -- ..... 2.1



# Устройство для закрытия места пункции

## Устройство для закрытия места пункции

Exoseal® VCD – стерильное устройство, состоящее из полигликогеновой пробки в комбинации с системой доставки. Пробка размещена внутри shaft системы доставки. Внутри shaft имеется индикаторный проводник, обеспечивающий позиционирование устройства в месте пункции относительно стенки сосуда. После позиционирования пробки shaft удаляется, фиксируя пробку над местом артериотомии.

Сочетая клиническую безопасность и легкость использования, устройство для закрытия места пункции Cordis EXOSEAL® является надежным средством закрытия и улучшает качество исходов процедур.


- Легкость использования
- Безопасная\* биоабсорбируемая технология
- Точное внесосудистое закрытие
- Превосходные клинические результаты

\*Клинические данные исследования ECLIPSE отражают безопасность с точки зрения отсутствия сосудистых повреждений, кровотечений в месте доступа, инфицирования и повреждения нерва, нововывявленной ипсилатеральной ишемии нижних конечностей.

EX500CE: 5F EXOSEAL® - для использования с интродьюсером 5 F длиной 10-12 см

EX600CE: 6F EXOSEAL® - для использования с интродьюсером 6 F длиной 10-12 см

EX700CE: 7F EXOSEAL® - для использования с интродьюсером 7 F длиной 10-12 см



# Проводниковые катетеры ADROIT™

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| <b>ПРОВОДНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ ADROIT™</b>         | <b>3</b> |
| ADROIT™                                       | 3.1      |
| Общая информация                              | 3.2      |
| Левая коронарная артерия, техника Judkins     | 3.3      |
| Левая коронарная артерия, экстра – поддержка  | 3.4      |
| Левая коронарная артерия, техника Amplatz     | 3.5      |
| Правая коронарная артерия, техника Judkins    | 3.6      |
| Правая коронарная артерия, экстра – поддержка | 3.7      |
| Правая коронарная артерия, техника Amplatz    | 3.8      |
| Правая коронарная артерия, техника Noto       | 3.9      |
| Трансрадиальный / брахиальный доступ          | 3.10     |
| Многоцелевые                                  | 3.11     |
| Bypass                                        | 3.12     |
| ECO-PAC® Five pacs                            | 3.13     |



# Проводниковые катетеры

## ADROIT™

Проводниковый катетер Adroit 6F, с увеличенным до 0.072" внутренним диаметром разработан специально, чтобы обеспечить больше пространства для маневров, сохраняя при этом оптимальную поддержку. Результат - больше возможностей для лечения поражений различной степени сложности.

- Внутренний диаметр .072" повышает совместимость устройств и обеспечивает лучшую визуализацию
- Облегчает процедуру "Kissing Balloon"
- Инновационная гибридная технология оплетки обеспечивает больший внутренний просвет и оптимальную поддержку
- PTFE покрытие обеспечивает лубрикантность и облегчает доставку инструментов
- TRUELUMEN® технология гарантирует постоянный внутренний просвет от хаба до кончика
- Размеры от 5F до 6F
- Трансрадиальная конфигурация
- Форма экстра поддержки
- Удлиненные варианты исполнения

## VISTA BRITE TIP®

Семейство катетеров VISTA BRITE TIP® представляет собой совершенную систему новых проводниковых катетеров с большим просветом, разработанных в соответствии с клиническими запросами. Функциональный дизайн каждого катетера характеризуется прочностью, управляемостью и высокими доставочными характеристиками для самых различных анатомических условий с гарантированным обеспечением как безопасности, так и комфорта..

Мультисегментная технология и гибридная оплетка делают этот катетер превосходным устройством с отличными рабочими характеристиками и большим внутренним диаметром. Исчерпывающий выбор форм обеспечивает блестящий клинический результат.

- Размеры от 5F до 9F
- Трансрадиальная конфигурация
- Формы экстраподдержки
- Удлиненные варианты исполнения

## Long BRITE TIP®

- Доступен в размерах 6F .070" и 5F .056"
- Надежная поддержка благодаря глубокой посадке
- Атравматическое катетеризирование
- Превосходная визуализация кончика
- Атравматический длинный кончик LONG BRITE TIP



1 16 мм ультрамягкий Long BRITE TIP

\* Обращаем ваше внимание, что модифицированные формы стандартных катетеров производятся по специальному заказу и могут доставляться дольше обычного и стоить дороже.

Внутренний диаметр ADROIT TM 5F = 0.58"

# Проводниковые катетеры



Общая информация - ADROIT™

## ADROIT™ Проводниковый катетер

### Гибридная технология

- 1 Внутренний слой из PTFE
- 2 .072
- 3 Гибридная оплетка

Инновационный гибридный дизайн характеризуется разными размерами прутьев оплетки




- 1 Пластиковый хаб
- 2 Внутреннее PTFE покрытие просвета
- 3 Стальная оплетка из нержавеющей стали для управляемого контроля вращения 1:1
- 4 Гибкий участок сопряжения
- 5 Маркировка наружного диаметра (F), внутреннего диаметра (дюйм) и формы кончика
- 6 Нейлоновый наружный слой
- 7 Мягкий рентгеноконтрастный кончик для безопасного прохождения по сосудам



6F .072" GC

#### Длина:

- Внешний диаметр: 6F
- Внутренний диаметр: 0.072"
- Оплетка: Нержавеющая сталь
- Покрытие: PTFE (политетрафторэтилен)
- Наружное покрытие: голубое
- Цвет кончика: желтый
- Длина кончика: 5 мм и 16 мм



5F .058" GC

#### Длина:

- Внешний диаметр: 5F
- Внутренний диаметр: 0.058"
- Оплетка: Нержавеющая сталь
- Покрытие: PTFE (политетрафторэтилен)
- Наружное покрытие: голубое
- Цвет кончика: желтый
- Длина кончика: 5 мм


# Проводниковые катетеры

Общая информация - ADROIT™

1 штука в упаковке

**ADROIT™**

JUDKINS LEFT



JL 3 JL 3.5 JL 4 JL 4.5 JL 5 JL 6

JUDKINS RIGHT



JR 3.5 JR 4 JR 5

JUDKINS CURVED LEFT



JCL 3.5 JCL 4

JUDKINS CURVED RIGHT




JCR 4

# Проводниковые катетеры


Общая информация - ADROIT™

## EXTRA BACK-UP




XB 2 XB 3 XB 3.5 XB 4 XB 4.5

## EXTRA BACK-UP CONTRALATERAL



XBC 3 XBC 3.5 XBC 4 XBC 4.5

## EXTRA BACK-UP LAD



XBLAD 3 XBLAD 3.5 XBLAD 4 XBLAD 4.5

## EXTRA BACK-UP RCA



XBRCA

## EXTRA BACK-UP RIGHT




XBR 1 XBR 2

# Проводниковые катетеры

Общая информация - ADROIT™

## AMPLATZ LEFT



## NOTO TECHNIQUE



## AMPLATZ RIGHT



## HOCKEY STICK



## 3-DIMENSIONAL RIGHT CORONARY - WILLIAMS TECHNIQUE



## MULTIPURPOSE



# Проводниковые катетеры

Общая информация - ADROIT™

## ТРАНСРАДИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

### JEAN FAJADET LEFT



JFL

### JEAN FAJADET RIGHT



JFR

### RADIAL-BACHIAL



RB

### BARBEAU



BARBEAU

### RADIAL BI-LATERAL



RBL 5.0

## БYPASS ТЕХНИКА

### LEFT



LCB

### RIGHT



RCB

### INTERNAL MAMMARY



IM

### RENAL CURVE



RDC

# Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия - техника Judkins - ADROIT™



Все катетеры длиной 100 см, если не указано иное


## JUDKINS LEFT

|  |               |                                | 6F         | 5F         |
|--|---------------|--------------------------------|------------|------------|
|  | JL 3          | Judkins Left 3                 | 672-000-00 | 558-000-00 |
|  | JL 3.5        | Judkins Left 3.5               | 672-002-00 | 558-002-00 |
|  | JL 3.5 ST     | Judkins Left 3.5, short tip    | 672-012-00 |            |
|  | JL 3.5 SH     | Judkins Left 3.5, 2 side holes | 672-003-00 |            |
|  | JL 4 (90 cm)  | Judkins Left 4                 | 672-004-90 |            |
|  | JL 4          | Judkins Left 4                 | 672-004-00 | 558-004-00 |
|  | JL 4 ST       | Judkins Left 4, short tip      | 672-014-00 |            |
|  | JL 4 SH       | Judkins Left 4, 2 side holes   | 672-005-00 |            |
|  | JL 4 (125 cm) | Judkins Left 4                 | 672-040-25 |            |
|  | JL 4.5        | Judkins Left 4.5               | 672-006-00 | 558-006-00 |
|  | JL 4.5 ST     | Judkins Left 4.5, short tip    | 672-016-00 |            |
|  | JL 5          | Judkins Left 5                 | 672-008-00 | 558-008-00 |
|  | JL 6          | Judkins Left 6                 | 672-010-00 |            |



## JUDKINS CURVED LEFT

|  |            |                                       | 6F         | 5F         |
|--|------------|---------------------------------------|------------|------------|
|  | JCL 3.5    | Judkins Curved Left 3.5               | 672-026-00 | 558-026-00 |
|  | JCL 3.5 SH | Judkins Curved Left 3.5, 2 side holes | 672-027-00 |            |
|  | JCL 4      | Judkins Curved Left 4                 | 672-028-00 |            |



SH: Боковые отверстия Holes  
ST: Укороченный кончик

# Проводниковые катетеры

Правая коронарная артерия - техника Judkins - ADROIT™



## JUDKINS RIGHT

|  |              |                                 | 6F         | 5F         |
|--|--------------|---------------------------------|------------|------------|
|  | JR 3.5       | Judkins Right 3.5               | 672-080-00 | 558-080-00 |
|  | JR 3.5 SH    | Judkins Right 3.5, 2 side holes | 672-081-00 |            |
|  | JR 4 (90 cm) | Judkins Right 4                 | 672-082-90 |            |
|  | JR 4         | Judkins Right 4                 | 672-082-00 | 558-082-00 |
|  | JR 4 ST      | Judkins Right 4 short tip       | 672-090-00 |            |
|  | JR 4 SH      | Judkins Right 4, 2 side holes   | 672-083-00 |            |
|  | JR4 (125 cm) | Judkins Right 4                 | 672-082-25 |            |
|  | JR4 LBT      | Judkins Right 4 LONG BRITE TIP  | 672-082-0L |            |
|  | JR 5         | Judkins Right 5                 | 672-084-00 | 558-084-00 |



JR 3.5



JR 4



JR 5

## JUDKINS CURVED RIGHT

|  |       |                        | 6F         | 5F |
|--|-------|------------------------|------------|----|
|  | JCR 4 | Judkins Curved Right 4 | 672-098-00 |    |



JCR 4

SH: Боковые отверстия  
ST: Укороченный кончик


# Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия - Экстра-поддержка - ADROIT™



## EXTRA BACK-UP

|  |                 |                                  | 6F         | 5F         |
|--|-----------------|----------------------------------|------------|------------|
|  | XB 2            | Extra Back-Up 2                  | 672-464-00 |            |
|  | XB 2.5          | Extra Back-up 2.5                | 672-465-00 |            |
|  | XB 2.75         | Extra Back-up 2.75               | 672-730-00 |            |
|  | XB 3            | Extra Back-Up 3                  | 672-052-00 | 558-052-00 |
|  | XB 3.25         | Extra Back-up 3.25               | 672-400-00 | 558-400-00 |
|  | XB 3 SH         | Extra Back-Up 3, 2 side holes    | 672-053-00 |            |
|  | XB 3.5 (125 cm) | Extra Back-up 3.5                | 672-054-25 |            |
|  | XB 3.5 (90 cm)  | Extra Back-Up 3.5, 90 cm         | 672-054-90 |            |
|  | XB 3.5          | Extra Back-Up 3.5                | 672-054-00 | 558-054-00 |
|  | XB 3.5 SH       | Extra Back-Up 3.5, 2 side holes  | 672-055-00 |            |
|  | XB 3.5 LBT      | Extra Back-Up 3.5 LONG BRITE TIP | 672-054-0L |            |
|  | XB 4            | Extra Back-Up 4                  | 672-056-00 | 558-056-00 |
|  | XB 4 SH         | Extra Back-Up 4, 2 side holes    | 672-057-00 |            |
|  | XB 4.5          | Extra Back-Up 4.5                | 672-058-00 | 558-058-00 |
|  | XB 4.5 SH       | Extra Back-Up 4.5, 2 side holes  | 672-059-00 |            |



SH: Боковые отверстия  
ST: Укороченный кончик

# Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия - Экстра-поддержка - ADROIT™



## EXTRA BACK-UP CONTRALATERAL

|  |            |                                             | 6F         | 5F         |
|--|------------|---------------------------------------------|------------|------------|
|  | XBC 2.5    | Extra Back-Up Circumflexa 2.5               | 672-732-00 |            |
|  | XBC 2.75   | Extra Back-Up Circumflexa 2.75              | 672-734-00 |            |
|  | XBC 3      | Extra Back-Up Circumflexa 3                 | 672-070-00 | 558-070-00 |
|  | XBC 3 SH   | Extra Back-Up Circumflexa 3, 2 side holes   | 672-071-00 |            |
|  | XBC 3.25   | Extra Back-Up Circumflexa 3.25              | 672-736-00 |            |
|  | XBC 3.5    | Extra Back-Up Circumflexa 3.5               | 672-072-00 | 558-072-00 |
|  | XBC 3.5 SH | Extra Back-Up Circumflexa 3.5, 2 side holes | 672-073-00 |            |
|  | XBC 4      | Extra Back-Up Circumflexa 4                 | 672-074-00 | 558-074-00 |
|  | XBC 4 SH   | Extra Back-Up 4 Circumflexa, 2 side holes   | 672-075-00 |            |
|  | XBC 4.5    | Extra Back-Up 4.5 Circumflexa               | 672-076-00 |            |
|  | XBC 4.5 SH | Extra Back-Up 4.5 Circumflexa, 2 side holes | 672-077-00 |            |



XBC 2.5



XBC 2.75



XBC 3



XBC 3.25



XBC 3.5



XBC 4



XBC 4.5

## EXTRA BACK-UP LAD

|  |              |                                     | 6F         | 5F         |
|--|--------------|-------------------------------------|------------|------------|
|  | XBLAD 3      | Extra Back-Up LAD 3                 | 672-066-00 |            |
|  | XBLAD 3 SH   | Extra Back-Up LAD 3, 2 side holes   | 672-067-00 |            |
|  | XBLAD 3.5    | Extra Back-Up LAD 3.5               | 672-060-00 | 558-060-00 |
|  | XBLAD 3.5 SH | Extra Back-Up LAD 3.5, 2 side holes | 672-061-00 |            |
|  | XBLAD 4      | Extra Back-Up LAD 4                 | 672-062-00 | 558-062-00 |
|  | XBLAD 4 SH   | Extra Back-Up LAD 4, 2 side holes   | 672-063-00 |            |
|  | XBLAD 4.5    | Extra Back-Up LAD 4.5               | 672-064-00 |            |



XBLAD 3



XBLAD 3.5



XBLAD 4



XBLAD 4.5

SH: Боковые отверстия  
ST: Укороченный кончик

# Проводниковые катетеры

Правая коронарная артерия - Экстра-поддержка - ADROIT™



## EXTRA BACK-UP RCA

|  |          |                                      | 6F         | 5F         |
|--|----------|--------------------------------------|------------|------------|
|  | XBRCA    | Extra Back-Up Right CA               | 672-126-00 | 558-126-00 |
|  | XBRCA SH | Extra Back-Up Right CA, 2 side holes | 672-127-00 |            |



XBRCA

## EXTRA BACK-UP RIGHT

|  |          |                                     | 6F         | 5F |
|--|----------|-------------------------------------|------------|----|
|  | XBR 1    | Extra Back-up Right 1               | 672-122-00 |    |
|  | XBR 1 SH | Extra Back-up Right 1, 2 side holes | 672-123-00 |    |
|  | XBR 2    | Extra Back-up Right 2               | 672-124-00 |    |



XBR 1



XBR 2

SH: Боковые отверстия  
ST: Укороченный кончик

# Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия - техника Amplatz - ADROIT™



## AMPLATZ LEFT

|  |           |                                 | 6F         | 5F         |
|--|-----------|---------------------------------|------------|------------|
|  | AL .75    | Amplatz Left 0.75               | 672-034-00 | 558-034-00 |
|  | AL .75 SH | Amplatz Left 0.75, 2 side holes | 672-035-00 |            |
|  | AL 1      | Amplatz Left 1                  | 672-036-00 | 558-036-00 |
|  | AL 1 ST   | Amplatz Left 1, short tip       | 672-044-00 |            |
|  | AL 1 SH   | Amplatz Left 1, 2 side holes    | 672-037-00 |            |
|  | AL 1.5    | Amplatz Left 1.5                | 672-038-00 | 558-038-00 |
|  | AL 2      | Amplatz Left 2                  | 672-040-00 | 558-040-00 |
|  | AL 2 SH   | Amplatz Left 2, 2 side holes    | 672-041-00 |            |
|  | AL 2 LBT  | Amplatz Left 2 LONG BRITE TIP   | 672-040-0L |            |
|  | AL 3      | Amplatz Left 3                  | 672-042-00 | 558-042-00 |



AL .75



AL 1



AL 1.5



AL 2



AL 3

SH: Боковые отверстия  
ST: Укороченный кончик

# Проводниковые катетеры

Правая коронарная артерия - техника Amplatz - ADROIT™

## AMPLATZ RIGHT

|  |          |                                | 6F         | 5F         |
|--|----------|--------------------------------|------------|------------|
|  | AR 1     | Amplatz Right 1                | 672-110-00 | 558-110-00 |
|  | AR 1 SH  | Amplatz Right 1, 2 side holes  | 672-111-00 |            |
|  | AR 1 LBT | Amplatz Right 1 LONG BRITE TIP | 672-110-0L |            |
|  | AR 2     | Amplatz Right 2                | 672-112-00 | 558-112-00 |
|  | AR 2 SH  | Amplatz Right 2, 2 side holes  | 672-113-00 |            |
|  | AR 2 LBT | Amplatz Right 2 LONG BRITE TIP | 672-112-0L |            |



SH: Боковые отверстия  
ST: Укороченный кончик

# Проводниковые катетеры

Правая коронарная артерия, техника Noto - ADROIT™



## 3-DIMENSIONAL RIGHT CORONARY - WILLIAMS TECHNIQUE

|  |         |                                            |            |            |
|--|---------|--------------------------------------------|------------|------------|
|  |         |                                            | 6F         | 5F         |
|  | 3DRC    | Right Coronary 3 Dimensional               | 672-130-00 | 558-130-00 |
|  | 3DRC SH | Right Coronary 3 Dimensional, 2 side holes | 672-131-00 |            |



3 DRC

## NOTO TECHNIQUE

|  |      |                        |            |    |
|--|------|------------------------|------------|----|
|  |      |                        | 6F         | 5F |
|  | NR 4 | Noto Technique Right 4 | 672-120-00 |    |



NR 4

SH: Боковые отверстия  
ST: Укороченный кончик

# Проводниковые катетеры

Многоцелевые - ADROIT™



## HOCKEY STICK

|  |                 |                             | 6F         | 5F         |
|--|-----------------|-----------------------------|------------|------------|
|  | H-STICK         | Hockey Stick                | 672-278-00 | 558-278-00 |
|  | H-STICK SH      | Hockey Stick, 2 side holes  | 672-279-00 |            |
|  | H-STICK (90 cm) |                             | 672-278-90 |            |
|  | H-STICK LBT     | Hockey Stick LONG BRITE TIP | 672-278-0L |            |



H-STICK

## MULTIPURPOSE A 1

|  |                |                                 | 6F         | 5F         |
|--|----------------|---------------------------------|------------|------------|
|  | MPA 1          | Multipurpose A 1                | 672-270-00 | 558-270-00 |
|  | MPA 1 SH       | Multipurpose A 1, 2 side holes  | 672-271-00 |            |
|  | MPA 1 (125 cm) | Multipurpose A 1                | 672-270-25 |            |
|  | MPA 1 LBT      | Multipurpose A 1 LONG BRITE TIP | 672-270-0L |            |



MPA 1

## MULTIPURPOSE B 1

|  |       |                  | 6F         | 5F |
|--|-------|------------------|------------|----|
|  | MPB 1 | Multipurpose B 1 | 672-272-00 |    |



MPB 1

SH: Боковые отверстия  
ST: Укороченный кончик


# Проводниковые катетеры

Трансрадиальный / Брахиальный доступ - ADROIT™



## DEDICATED RADIAL SHAPES

|  |          |                              | 6F         | 5F         |
|--|----------|------------------------------|------------|------------|
|  | JFL      | Left Transradial             | 672-162-00 | 558-162-00 |
|  | JFL-ST   | Left Transradial, short tip  | 672-164-00 |            |
|  | JFR      | Right Transradial            | 672-168-00 |            |
|  | JFR-ST   | Right Transradial, short tip | 672-170-00 |            |
|  | RB       | Radiobrachial                | 672-172-00 |            |
|  | BARBEAU  | Barbeau                      | 672-174-00 | 558-174-00 |
|  | RBL 4    | Radial Bi-lateral 4.0        | 672-717-00 |            |
|  | RBL 4.5  | Radial Bi-lateral 4.5        | 672-729-00 |            |
|  | RBL 5.0  | Radial Bi-lateral 5.0        | 672-718-00 |            |
|  | RRAD5    | Right Radial                 |            | 558-320-00 |
|  | RRAD6    | Right Radial                 | 672-300-00 |            |
|  | RRAD6 XB | Right Radial                 | 672-301-00 |            |



SH: Боковые отверстия  
ST: Укороченный кончик

# Проводниковые катетеры

Bypass - ADROIT™



## SHAPES FOR CORONARY BYPASS : LEFT

|  |             |                                    | 6F         | 5F         |
|--|-------------|------------------------------------|------------|------------|
|  | LCB         | Left Coronary Bypass               | 672-180-00 | 558-180-00 |
|  | LCB (90 cm) | Left Coronary Bypass               | 672-180-90 |            |
|  | LCB SH      | Left Coronary Bypass, 2 side holes | 672-181-00 |            |



LCB

## RIGHT

|  |             |                                     | 6F         | 5F         |
|--|-------------|-------------------------------------|------------|------------|
|  | RCB         | Right Coronary Bypass               | 672-182-00 | 558-182-00 |
|  | RCB (90 cm) | Right Coronary Bypass               | 672-182-90 |            |
|  | RCB SH      | Right Coronary Bypass, 2 side holes | 672-183-00 |            |



RCB

SH: Боковые отверстия  
ST: Укороченный кончик



## INTERNAL MAMMARY

|  |            |                                | 6F         | 5F         |
|--|------------|--------------------------------|------------|------------|
|  | IM (90 cm) | Internal Mammary, 90 cm        | 672-190-90 |            |
|  | IM         | Internal Mammary               | 672-190-00 | 558-190-00 |
|  | IM SH      | Internal Mammary, 2 side holes | 672-191-00 |            |



IM

## RENAL CURVE

|  |     |                    | 6F         | 5F |
|--|-----|--------------------|------------|----|
|  | RDC | Renal Double Curve | 672-212-55 |    |



RDC

SH: Боковые отверстия  
ST: Укороченный кончик



5 units per package

## LEFT CORONARY JUDKINS TECHNIQUE

6F

JL 4

Judkins Left 4

672-004-0E

## LEFT CORONARY EXTRA BACK-UP SHAPES

6F

XB 3.5

Extra Back-Up 3.5

672-05400E

## RIGHT CORONARY JUDKINS TECHNIQUE

6F

JR 4

Judkins Right 4

672-082-0E

\* Пожалуйста, обратите внимание, что модифицированные стандартные формы производятся по специальному заказу, они могут поставляться дольше и стоить дороже.

# Проводниковые катетеры VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®

## VISTA BRITE TIP®

Семейство катетеров VISTA BRITE TIP представляет собой совершенную систему новых проводниковых катетеров с большим просветом, разработанных в соответствии с клиническими запросами. Функциональный дизайн каждого катетера характеризуется прочностью, управляемостью и высокими доставочными характеристиками для самых различных анатомических условий с гарантированным обеспечением как безопасности, так и комфорта.

Мульти сегментная технология и гибридная оплетка делают этот катетер превосходным устройством с отличными рабочими характеристиками и большим внутренним диаметром. Искрывающий выбор форм обеспечивает блестящий клинический результат.

- Размеры от 5F до 9F
- Трансрадиальная конфигурация
- Формы экстра поддержки
- Удлиненные варианты исполнения

## Long VISTA BRITE TIP®

- Доступен в размерах 6F .070" и 5F .056"
- Надежная поддержка благодаря глубокой посадке
- Атравматичное катетеризирование
- Превосходная визуализация кончика
- Атравматичный длинный кончик Long brite tip




1 16 мм ультрамягкий Long BRITE TIP

# Проводниковые катетеры

Общая информация – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®


## VISTA BRITE TIP® and Long VISTA BRITE TIP®

- 1 Нейлоновое наружное покрытие
- 2 Расширенный плетёный переходной участок
- 3 Корпус Brite tip
- 4 Оплетка из нержавеющей стали
- 5 Внутренний диаметр 0,056"; 0,070"; 0,078"; 0,088"; 0,098"
- 6 Внутренний слой из PTFE (политетрафторэтилен)




## Гибридная технология

- 1 Внутренний слой из PTFE
- 2 0,056"; 0,070"; 0,078"
- 3 Гибридная оплетка




## LONG VISTA BRITE TIP® (LBT)

- кончик 16 мм, гибкий и атравматичный



- 1 Пластиковый хаб
- 2 Внутреннее PTFE-покрытие просвета
- 3 Стальная оплетка из нержавеющей стали для управляемого контроля вращения 1:1
- 4 Гибкий участок сопряжения
- 5 Маркировка наружного диаметра (F), внутреннего диаметра (дюйм) и формы кончика
- 6 Нейлоновый наружный слой
- 7 Мягкий рентгеноконтрастный кончик для безопасного прохождения по сосудам

**Цветовая маркировка:** 5F-серый, 6F-зеленый, 7F-оранжевый, 8F-синий, 9F-черный



Длина:

Все варианты для плечевой артерии + 90 см

Варианты для бедренной артерии

5F, 6F, 7F, 8F = 100 см

9F = 98 см

длина Brite tip= 1"


# Проводниковые катетеры

Общая информация – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®


1 шт. в упаковке

## VISTA BRITE TIP® and Long VISTA BRITE TIP®


### JUDKINS LEFT



### JUDKINS CURVED LEFT




### EXTRA BACK-UP LEFT




# Проводниковые катетеры

Общая информация – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®

## AMPLATZ LEFT



## JUDKINS RIGHT



## JUDKINS CURVED RIGHT



# Проводниковые катетеры

Общая информация – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®

## EXTRA BACK-UP RIGHT



XBR 1 XBR 2 XBR CA

## NOTO TECHNIQUE



NR 4

## WILLIAMS TECHNIQUE



3 DRC

## TRANSRADIAL TECHNIQUE




JFL JFL ST JFL LT JFR JFR ST RB BARBEAU RBL 4.0 RBL 5.0

## AMPLATZ RIGHT



AR 1 AR 1 SH AR 2 AR 2 SH

## MULTIPURPOSE



MPA 1 MPA 1 SH MPB 1 MPB 1 SH



# Проводниковые катетеры

Общая информация – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®

## HOCKEY STICK



H-STICK H-STICK SH

## LEFT CORONARY BYPASS



LCB LCB SH

## RIGHT CORONARY BYPASS



RCB RCB SH



# Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия, техника Judkins – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



Длина всех катетеров 100 см, за исключением тех случаев, когда отмечено иное

## JUDKINS LEFT 3

|                                                                                   |         |                              | 5F | 6F         | 7F         | 8F      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|----|------------|------------|---------|
|                                                                                   | JL 3    | Judkins Left 3               |    | 670-000-00 | 778-000-00 | 588-812 |
|                                                                                   | JL 3 SH | Judkins Left 3, 2 side holes |    |            | 778-001-00 |         |
|   | JL 3    |                              |    |            |            |         |
|  | JL 3 SH |                              |    |            |            |         |

## JUDKINS LEFT 3.5

|                                                                                    |              |                                        | 5F         | 6F         | 7F         | 8F      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
|                                                                                    | JL 3.5       | Judkins Left 3.5                       |            | 670-002-00 | 778-002-00 | 588-851 |
|                                                                                    | JL 3.5 LBT   | Judkins Left 3.5 Long VISTA BRITE TIP® | 556-002-0L |            |            |         |
|                                                                                    | JL 3.5 ST    | Judkins Left 3.5, short tip            |            | 670-012-00 | 778-012-00 |         |
|                                                                                    | JL 3.5 SH    | Judkins Left 3.5, 2 side holes         |            | 670-003-00 | 778-003-00 | 588-832 |
|    | JL 3.5       |                                        |            |            |            |         |
|   | JL 3.5 SH    |                                        |            |            |            |         |
|   | JL 3.5 ST    |                                        |            |            |            |         |
|  | JL 3.5 ST SH |                                        |            |            |            |         |

## JUDKINS LEFT 4

|                                                                                      |               |                                         | 5F         | 6F         | 7F         | 8F      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
|                                                                                      | JL 4 (90 cm)  | Judkins Left 6                          |            | 670-004-90 |            |         |
|                                                                                      | JL 4          | Judkins Left 6, 125 cm                  |            | 670-004-00 | 778-004-00 | 588-823 |
|                                                                                      | JL 4 LBT      | Judkins Left 4 Long VISTA BRITE TIP®    | 556-004-0L | 670-004-0L |            |         |
|                                                                                      | JL 4 ST       | Judkins Left 4, short tip               |            | 670-014-00 | 778-014-00 |         |
|                                                                                      | JL 4 SH       | Judkins Left 4, 2 side holes            |            | 670-005-00 | 778-005-00 | 588-834 |
|                                                                                      | JL 4 ST SH    | Judkins Left 4, short tip, 2 side holes |            |            | 778-015-00 |         |
|                                                                                      | JL 4 (125 cm) | Judkins Left 4, 125 cm                  |            | SM7435     | SM6987     |         |
|    | JL 4          |                                         |            |            |            |         |
|   | JL 4 ST       |                                         |            |            |            |         |
|   | JL 4 SH       |                                         |            |            |            |         |
|  | JL 4 ST SH    |                                         |            |            |            |         |



# Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия, техника Judkins – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



## JUDKINS LEFT 4.5

|  |            |                                        | 5F     | 6F         | 7F         | 8F      |
|--|------------|----------------------------------------|--------|------------|------------|---------|
|  | JL 4.5     | Judkins Left 4.5                       |        | 670-006-00 | 778-006-00 | 588-852 |
|  | JL 4.5 LBT | Judkins Left 4.5 Long VISTA BRITE TIP® | SM7329 |            |            |         |
|  | JL 4.5 ST  | Judkins Left 4.5, short tip            |        | 670-016-00 |            |         |
|  | JL 4.5 SH  | Judkins Left 4.5, 2 side holes         |        |            | 778-007-00 | 588-810 |

 JL 4.5
  JL 4.5 ST
  JL 4.5 SH

## JUDKINS LEFT 5

|  |               |                                      | 5F         | 6F         | 7F         | 8F      |
|--|---------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
|  | JL 5          | Judkins Left 5                       |            | 670-008-00 | 778-008-00 | 588-853 |
|  | JL 5 LBT      | Judkins Left 5 Long VISTA BRITE TIP® | 556-008-0L |            |            |         |
|  | JL 5 SH       | Judkins Left 5, 2 side holes         |            |            | 778-009-00 | 588-800 |
|  | JL 5 (125 cm) | Judkins Left 5, 125 cm               |            | SM7361     | SM6731     |         |

 JL 5
  JL 5 ST
  JL 5 SH
  JL 5 ST SH

## JUDKINS LEFT 6

|  |               |                        | 5F | 6F         | 7F         | 8F      |
|--|---------------|------------------------|----|------------|------------|---------|
|  | JL 6          | Judkins Left 6         |    | 670-010-00 | 778-010-00 | 588-854 |
|  | JL 6 (125 cm) | Judkins Left 6, 125 cm |    |            | SM7445     |         |

 JL 6



# Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия, техника Judkins – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



## JUDKINS CURVED LEFT 3.5

|                                                                                   |            |                                       | 5F | 6F | 7F | 8F |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----|----|----|----|
|                                                                                   | JCL 3.5    | Judkins Curved Left 3.5               |    |    |    |    |
|                                                                                   | JCL 3.5 SH | Judkins Curved Left 3.5, 2 side holes |    |    |    |    |
|   | JCL 3.5    |                                       |    |    |    |    |
|  | JCL 3.5 SH |                                       |    |    |    |    |

## JUDKINS CURVED LEFT 4

|                                                                                  |       |                       | 5F | 6F | 7F | 8F |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----|----|----|----|
|                                                                                  | JCL 4 | Judkins Curved Left 4 |    |    |    |    |
|  | JCL 4 |                       |    |    |    |    |

## JUDKINS CURVED LEFT 4.5

|                                                                                   |         |                         | 5F | 6F | 7F | 8F |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----|----|----|----|
|                                                                                   | JCL 4.5 | Judkins Curved Left 4.5 |    |    |    |    |
|  | JCL 4.5 |                         |    |    |    |    |



# Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия, Экстра-поддержка – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



## EXTRA BACK-UP 3

|  |             |                                           | 5F     | 6F         | 7F         | 8F      |
|--|-------------|-------------------------------------------|--------|------------|------------|---------|
|  | XB 2.5      | Extra Back Up 2.5                         |        | SM7465     |            |         |
|  | XB 3        | Extra Back Up 3                           |        | 670-052-00 | 778-052-00 | 588-829 |
|  | XB 3 LBT    | Extra Back Up 3 Long VISTA BRITE TIP®     | SM7328 |            |            |         |
|  | XB 3 SH     | Extra Back Up 3, 2 side holes             |        | 670-053-00 | 778-053-00 | 588-875 |
|  | XBC 3       | Extra Back Up Circumflexa 3               |        | 670-070-00 |            |         |
|  | XBC 3 SH    | Extra Back Up Circumflexa 3, 2 side holes |        | 670-071-00 |            |         |
|  | XB LAD 3    | Extra Back Up LAD 3                       |        | 670-066-00 |            |         |
|  | XB LAD 3 SH | Extra Back Up LAD 3, 2 side holes         |        | 670-067-00 |            |         |



XB 3



XB 3 SH

## EXTRA BACK-UP 3.5

|  |                |                                             | 5F         | 6F         | 7F         | 8F       |
|--|----------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
|  | XB 3.5 (90 cm) | Extra Back Up 3.5, 90 cm                    |            | 670-054-90 |            |          |
|  | XB 3.5         | Extra Back Up 3.5                           |            | 670-054-00 | 778-054-00 | 588-882  |
|  | XB 3.5 LBT     | Extra Back Up 3.5 Long VISTA BRITE TIP®     | 556-054-0L | 670-054-0L |            |          |
|  | XB 3.5 SH      | Extra Back Up 3.5, 2 side holes             |            | 670-055-00 | 778-055-00 | 588-885  |
|  | XBC 3.5        | Extra Back Up Circumflexa 3.5               |            | 670-072-00 |            |          |
|  | XBC 3.5 SH     | Extra Back Up Circumflexa 3.5, 2 side holes |            | 670-073-00 |            |          |
|  | XB LAD 3.5     | Extra Back Up LAD 3.5                       |            | 670-060-00 | 778-060-00 | 588-8100 |
|  | XB LAD 3.5 LBT | Extra Back Up LAD 3.5 Long VISTA BRITE TIP® | 556-060-0L |            |            |          |
|  | XB LAD 3.5 SH  | Extra Back Up LAD 3.5, 2 side holes         |            | 670-061-00 | 778-061-00 | 588-8103 |



XB 3.5



XB 3.5 SH



XB LAD 3.5



XBC 3.5



# Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия, Экстра- поддержка– VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



## EXTRA BACK-UP 4

|  |             |                                       | 5F         | 6F         | 7F         | 8F       |
|--|-------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
|  | XB 4        | Extra Back Up 4                       |            | 670-056-00 | 778-056-00 | 588-894  |
|  | XB 4 LBT    | Extra Back Up 4 Long VISTA BRITE TIP® | 556-056-0L |            |            |          |
|  | XB 4 SH     | Extra Back Up 4, 2 side holes         |            | 670-057-00 | 778-057-00 | 588-896  |
|  | XBC 4       | Extra Back Up Circumflexa 4           |            | 670-074-00 |            |          |
|  | XB LAD 4    | Extra Back Up LAD 4                   |            | 670-062-00 | 778-062-00 | 588-8101 |
|  | XB LAD 4 SH | Extra Back Up LAD 4, 2 side holes     |            | 670-063-00 | 778-063-00 |          |




XB 4



XB 4 SH



XB LAD 4



XBC 4

## EXTRA BACK-UP 4.5

|  |            |                                             | 5F | 6F         | 7F         | 8F |
|--|------------|---------------------------------------------|----|------------|------------|----|
|  | XB 4.5     | Extra Back Up 4.5                           |    | 670-058-00 | 778-058-00 |    |
|  | XB 4.5 SH  | Extra Back Up 4.5, 2 side holes             |    | 670-059-00 | 778-059-00 |    |
|  | XBC 4.5 SH | Extra Back Up 4.5 Circumflexa, 2 side holes |    | 670-077-00 |            |    |
|  | XB LAD 4.5 | Extra Back Up LAD 4.5                       |    | 670-064-00 |            |    |



XB 4.5



XB 4.5 SH



XB LAD 4.5



# Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия, техника Amplatz – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



## AMPLATZ LEFT .75

|  |           |                                 | 5F | 6F         | 7F         | 8F      |
|--|-----------|---------------------------------|----|------------|------------|---------|
|  | AL .75    | Amplatz Left 0.75               |    | 670-034-00 | 778-034-00 | 588-890 |
|  | AL .75 SH | Amplatz Left 0.75, 2 side holes |    | 670-035-00 |            |         |



AL .75

## AMPLATZ LEFT 1

|  |            |                                         | 5F     | 6F         | 7F         | 8F      |
|--|------------|-----------------------------------------|--------|------------|------------|---------|
|  | AL 1       | Amplatz Left 1                          |        | 670-036-00 | 778-036-00 | 588-843 |
|  | AL 1 LBT   | Amplatz Left 1 Long VISTA BRITE TIP®    | SM7331 |            |            |         |
|  | AL 1 ST    | Amplatz Left 1, short tip               |        | 670-044-00 | 778-044-00 | 588-870 |
|  | AL 1 SH    | Amplatz Left 1, 2 side holes            |        | 670-037-00 | 778-037-00 |         |
|  | AL 1 ST SH | Amplatz Left 1, short tip, 2 side holes |        | SM7443     | 778-045-00 |         |



AL 1



AL 1 ST



AL 1 ST SH



AL 1 SH

## AMPLATZ LEFT 1.5

|  |           |                                | 5F | 6F         | 7F         | 8F      |
|--|-----------|--------------------------------|----|------------|------------|---------|
|  | AL 1.5    | Amplatz Left 1.5               |    | 670-038-00 | 778-038-00 |         |
|  | AL 1.5 SH | Amplatz Left 1.5, 2 side holes |    |            | 778-039-00 | 588-878 |



AL 1.5



AL 1.5 ST



AL 1.5 SH



AL 1.5 ST SH



# Проводниковые катетеры

Левая коронарная артерия, техника Amplatz – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



## AMPLATZ LEFT 2

|  |              |                                      | 5F         | 6F         | 7F         | 8F       |
|--|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
|  | AL 2 (90 cm) | Amplatz Left 2                       |            |            |            | 588-844T |
|  | AL 2         | Amplatz Left 2                       |            | 670-040-00 | 778-040-00 | 588-844  |
|  | AL 2 LBT     | Amplatz Left 2 Long VISTA BRITE TIP® | 556-040-0L | 670-040-0L |            |          |
|  | AL 2 ST      | Amplatz Left 2, short tip            |            |            | 778-048-00 |          |
|  | AL 2 SH      | Amplatz Left 2, 2 side holes         |            | 670-041-00 | 778-041-00 | 588-848  |



AL 2



AL 2 ST



AL 2 SH

## AMPLATZ LEFT 3

|  |         |                              | 5F | 6F         | 7F         | 8F      |
|--|---------|------------------------------|----|------------|------------|---------|
|  | AL 3    | Amplatz Left 3               |    | 670-042-00 | 778-042-00 | 588-849 |
|  | AL 3 SH | Amplatz Left 3, 2 side holes |    |            | 778-043-00 | 588-891 |



AL 3



AL 3 SH



# Проводниковые катетеры

Правая коронарная артерия, техника Judkins – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



## JUDKINS RIGHT 3.5

|            |                                         |            | 5F | 6F         | 7F         | 8F      |
|------------|-----------------------------------------|------------|----|------------|------------|---------|
| JR 3.5     | Judkins Right 3.5                       |            |    | 670-080-00 | 778-080-00 | 588-855 |
| JR 3.5 LBT | Judkins Right 3.5 Long VISTA BRITE TIP® | 556-080-0L |    |            |            |         |
| JR 3.5 SH  | Judkins Right 3.5, 2 side holes         |            |    | 670-081-00 | 778-081-00 | 588-828 |



## JUDKINS RIGHT 4

|               |                                          |            | 5F | 6F         | 7F         | 8F      |
|---------------|------------------------------------------|------------|----|------------|------------|---------|
| JR 4 (90 cm)  | Judkins Right 4                          |            |    | 670-082-90 |            |         |
| JR 4          | Judkins Right 4                          |            |    | 670-082-00 | 778-082-00 | 588-830 |
| JR 4 LBT      | Judkins Right 4 Long VISTA BRITE TIP®    | 556-082-0L |    | 670-082-0L |            |         |
| JR 4 ST       | Judkins Right 4 short tip                |            |    | 670-090-00 | 778-090-00 |         |
| JR 4 SH       | Judkins Right 4, 2 side holes            |            |    | 670-083-00 | 778-083-00 | 588-831 |
| JR 4 (125 cm) | Judkins Right 4, 125 cm                  |            |    | SM7436     |            |         |
| JR4 ST SH     | Judkins Right 4, short tip, 2 side holes | SM7426     |    |            | 778-091-00 |         |



## JUDKINS CURVED RIGHT 4

|       |                        |  | 5F | 6F         | 7F | 8F |
|-------|------------------------|--|----|------------|----|----|
| JCR 4 | Judkins Curved Right 4 |  |    | 670-098-00 |    |    |



# Проводниковые катетеры

Правая коронарная артерия, техника Judkins – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



## JUDKINS RIGHT 4.5

|                                                                                  |           |                             | 5F | 6F | 7F         | 8F |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----|----|------------|----|
|                                                                                  | JR 4.5 ST | Judkins Right 4.5 short tip |    |    | 778-092-00 |    |
|  | JR 4.5 ST |                             |    |    |            |    |

## JUDKINS RIGHT 5

|                                                                                  |          |                                                                                   | 5F      | 6F                                                                                | 7F         | 8F      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                                                  | JR 5     | Judkins Right 5                                                                   |         | 670-084-00                                                                        | 778-084-00 | 588-856 |
|                                                                                  | JR 5 LBT | Judkins Right 5 Long VISTA BRITE TIP®                                             | SM7330  |                                                                                   |            |         |
|                                                                                  | JR 5 SH  | Judkins Right 5, 2 side holes                                                     |         |                                                                                   | 778-085-00 |         |
|  | JR 5     |  | JR 5 ST |  | JR 5 SH    |         |



# Проводниковые катетеры

Правая коронарная артерия, экстра-поддержка – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



## RIGHT CORONARY EXTRA BACK-UP SHAPES

|           |                                      | 5F | 6F         | 7F | 8F |
|-----------|--------------------------------------|----|------------|----|----|
| XBR 1     | Extra Back up Right 1                |    | 670-122-00 |    |    |
| XBR 1 SH  | Extra Back up Right 1, 2 side holes  |    | 670-123-00 |    |    |
| XBR 2     | Extra Back up Right 2                |    | 670-124-00 |    |    |
| XBR CA    | Extra Back up Right CA               |    | 670-126-00 |    |    |
| XBR CA SH | Extra Back up Right CA, 2 side holes |    | 670-127-00 |    |    |



XBR 1



XBR 2



XBR CA

## WILLIAMS TECHNIQUE

|         |                                            | 5F | 6F         | 7F | 8F |
|---------|--------------------------------------------|----|------------|----|----|
| 3DRC    | Right Coronary 3 Dimensional               |    | 670-130-00 |    |    |
| 3DRC SH | Right Coronary 3 Dimensional, 2 side holes |    | 670-131-00 |    |    |



3 DRC



# Проводниковые катетеры

Правая коронарная артерия, техника Amplatz – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®

## AMPLATZ RIGHT 1

|  |          |                                       | 5F     | 6F         | 7F         | 8F      |
|--|----------|---------------------------------------|--------|------------|------------|---------|
|  | AR 1     | Amplatz Right 1                       |        | 670-110-00 | 778-110-00 | 588-845 |
|  | AR 1 LBT | Amplatz Right 1 Long VISTA BRITE TIP® | SM7333 | 670-110-0L |            |         |
|  | AR 1 SH  | Amplatz Right 1, 2 side holes         |        | 670-111-00 | 778-111-00 | 588-836 |



## AMPLATZ RIGHT 2

|  |          |                                       | 5F         | 6F         | 7F         | 8F      |
|--|----------|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
|  | AR 2     | Amplatz Right 2                       |            | 670-112-00 | 778-112-00 | 588-846 |
|  | AR 2 LBT | Amplatz Right 2 Long VISTA BRITE TIP® | 556-112-0L | 670-112-0L |            |         |
|  | AR 2 SH  | Amplatz Right 2, 2 side holes         |            | 670-113-00 | 778-113-00 | 588-837 |



# Проводниковые катетеры

Правая коронарная артерия, техника Noto – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



## NOTO TECHNIQUE

5F

6F


7F

8F

NR 4

Noto Technique Right 4

670-120-00



NR 4



# Проводниковые катетеры

Трансрадиальный / брахиальный доступ – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



## TRANSRADIAL TECHNIQUE

|            |                              | 5F *       | 6F         | 7F | 8F |
|------------|------------------------------|------------|------------|----|----|
| JFL        | Left Transradial             | 556-162-0L | 670-162-00 |    |    |
| JFL ST     | Left Transradial, short tip  |            | 670-164-00 |    |    |
| JFL LT     | Left Transradial, long tip   |            | 670-166-00 |    |    |
| JFR        | Right Transradial            | 556-168-0L | 670-168-00 |    |    |
| JFR ST     | Right Transradial, short tip |            | 670-170-00 |    |    |
| RB         | Radiobrachial                | 556-172-0L | 670-172-00 |    |    |
| BARBEAU    | Barbeau                      | 556-174-0L | 670-174-00 |    |    |
| RBL 4.0    | Radial Bi-lateral 4.0        |            | SM7717     |    |    |
| RBL 5.0    | Radial Bi-lateral 5.0        |            | SM7718     |    |    |
| BL (Tilon) | Brachial Left Bi-lateral     |            | SM7636     |    |    |



JFL



JFL ST



JFL LT



JFR



JFR ST



RB



BARBEAU



RBL 4.0



RBL 5.0



BL (Tilon)

\* 5F -это LONG VISTA BRITE TIP



# Проводниковые катетеры

Многоцелевые – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



## MULTIPURPOSE A 1

|  |                |                                         | 5F         | 6F         | 7F         | 8F      |
|--|----------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
|  | MPA 1 LBT      | Multipurpose A 1 Long VISTA BRITE TIP ® | 556-270-0L |            |            |         |
|  | MPA 1          | Multipurpose A 1                        |            | 670-270-00 | 778-270-00 | 588-842 |
|  | MPA 1 LBT      | Multipurpose A 1 Long VISTA BRITE TIP ® |            | 670-270-0L |            |         |
|  | MPA 1 SH       | Multipurpose A 1, 2 side holes          |            | 670-271-00 | 778-271-00 | 588-892 |
|  | MPA 1 (125 cm) | Multipurpose A 1, 125 cm                |            |            | SM7206     |         |
|  | MPA 2 (125 cm) | Multipurpose A 2, 125 cm                |            | SM7394     |            |         |
|  | MPA 1 (115 cm) | Multipurpose A1, 115 m                  |            | SM7462     |            |         |



MPA 1



MPA 1 SH



MPA 2

## MULTIPURPOSE B 1

|  |          |                                | 5F | 6F         | 7F         | 8F |
|--|----------|--------------------------------|----|------------|------------|----|
|  | MPB 1    | Multipurpose B 1               |    | 670-272-00 |            |    |
|  | MPB 1 SH | Multipurpose B 1, 2 side holes |    |            | 778-273-00 |    |



MPB 1



MPB 1 SH

## HOCKEY STICK

|  |             |                                     | 5F         | 6F         | 7F         | 8F      |
|--|-------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
|  | H-STICK     | Hockey Stick                        |            | 670-278-00 | 778-278-00 | 588-841 |
|  | H-STICK LBT | Hockey Stick Long VISTA BRITE TIP ® | 556-278-0L | 670-278-0L |            |         |
|  | H-STICK SH  | Hockey Stick, 2 side holes          |            | 670-279-00 | 778-279-00 | 588-850 |



H-STICK



H-STICK SH



# Проводниковые катетеры

Bypass – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®




## LEFT CORONARY BYPASS

|         |                                            |        | 5F | 6F         | 7F         | 8F      |
|---------|--------------------------------------------|--------|----|------------|------------|---------|
| LCB     | Left Coronary Bypass                       |        |    | 670-180-00 | 778-180-00 | 588-815 |
| LCB LBT | Left Coronary Bypass Long VISTA BRITE TIP® | SM7327 |    |            |            |         |
| LCB SH  | Left Coronary Bypass, 2 side holes         |        |    | 670-181-00 | 778-181-00 |         |



## RIGHT CORONARY BYPASS

|        |                                     |  | 5F | 6F         | 7F         | 8F      |
|--------|-------------------------------------|--|----|------------|------------|---------|
| RCB    | Right Coronary Bypass               |  |    | 670-182-00 | 778-182-00 | 588-816 |
| RCB SH | Right Coronary Bypass, 2 side holes |  |    | 670-183-00 | 778-183-00 |         |



## INTERNAL MAMMARY

|            |                                        |            | 5F | 6F         | 7F         | 8F      |
|------------|----------------------------------------|------------|----|------------|------------|---------|
| IM (90 cm) | Internal Mammary, 90 cm                |            |    | 670-190-90 |            |         |
| IM         | Internal Mammary                       |            |    | 670-190-00 | 778-190-00 | 588-817 |
| IM LBT     | Internal Mammary Long VISTA BRITE TIP® | 556-190-0L |    |            |            |         |
| IM SH      | Internal Mammary, 2 side holes         |            |    | 670-191-00 | 778-191-00 | 588-820 |



# Проводниковые катетеры

ECO-PAC® Five pacs – VISTA BRITE TIP® и Long VISTA BRITE TIP®



## LEFT CORONARY JUDKINS TECHNIQUE

|         |                                   | 5F | 6F                   | 7F         | 8F |
|---------|-----------------------------------|----|----------------------|------------|----|
| JL 4    | Judkins Left 4                    |    |                      |            |    |
| JL4 2SH | Judkins Right 4 with 2 Side Holes |    | 670-004-0E<br>SM7428 | 778-004-0E |    |

## LEFT CORONARY EXTRA BACK-UP SHAPES

|        |                   | 5F | 6F         | 7F | 8F |
|--------|-------------------|----|------------|----|----|
| XB 3.5 | Extra Back Up 3.5 |    | 670-054-0E |    |    |


## RIGHT CORONARY JUDKINS TECHNIQUE

|         |                                   | 5F | 6F                   | 7F         | 8F |
|---------|-----------------------------------|----|----------------------|------------|----|
| JR 4    | Judkins Right 4                   |    |                      |            |    |
| JR4 2SH | Judkins Right 4 with 2 Side Holes |    | 670-082-0E<br>SM7427 | 778-082-0E |    |



# Управляемые проводники

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Степень поддержки Light                    | 5.1 |
| Степень поддержки Moderate/Рабочая лошадка | 5.2 |
| Степень поддержки Heavy                    | 5.3 |
| Проводник для реканализации окклюзий       | 5.4 |
| Аксессуары                                 | 5.5 |



# Управляемые проводники

Корпорация Cordis предлагает большой выбор управляемых проводников, включая рентгенопрозрачные и рентгеноконтрастные, а также разнообразные вспомогательные проводники и проводники для работы с полными окклюзиями.

## REFLEX®

### Проводник легкой поддержки

- Дистальная рентгеноконтрастная оплетка длиной 25 см
- Цельная конструкция сердечника
- Дистальный отдел покрыт лубрикантом SLX.

## WIZDOM®

### Проводник легкой поддержки

- Цельный сердечник с протяженным переходным участком (0,007") для улучшения линейного контроля
- Гибкое сочленение поддерживает прочность и гибкость дистального переходного участка сердечника
- Проксимальное покрытие Duraglide и дистальная оболочка из PTFE обеспечивают усиленные смазывающие свойства
- Конфигурации наконечника: ультрамягкая, мягкая

## ATW®/ATW® Marker Wire (с маркерами)

### Проводник средней поддержки

- Цельный сердечник с протяженным переходным участком (0,0076") для усиления линейного контроля
- Сочленение Flex-Joint поддерживает прочность и гибкость дистального переходного участка сердечника
- Проксимальное покрытие Duraglide и дистальная оболочка из PTFE обеспечивают усиленные смазывающие свойства
- Гибкость с поддержкой для новейших стентов
- Конфигурации наконечника: Floppy
- Маркерный проводник ATW® Marker Wire – проводник средней поддержки для измерений зоны поражения с 4 рентгеноконтрастными маркерами, расположенными на расстоянии 10 мм друг от друга

## STABILIZER® Marker Wire (с маркерами)

### Проводник средней поддержки

- Цельный сердечник с протяженным переходным участком (0,010") для усиления линейного контроля
- Сочленение Flex-Joint поддерживает прочность и гибкость дистального переходного участка сердечника
- Проксимальное покрытие Duraglide и дистальная оболочка из PTFE обеспечивают усиленные смазывающие свойства
- Сбалансированные поддержка и гибкость для оптимального соответствия запросам
- Конфигурации наконечника: супермягкая, мягкая
- Выпускается также в вариантах Stabilizer Plus, Stabilizer XS и Stabilizer Marker Wire
- Маркерный проводник Stabilizer® Marker Wire представляет собой проводник средней поддержки для безопасного измерения параметров поражения при помощи 6 маркерных колец, расположенных на расстоянии 15 мм друг от друга

## SHINOBI®

### Проводник для работы в условиях выраженного стеноза

- Цельный сердечник с протяженным переходным участком (0,007") для усиления линейного контроля
- Сочленение Flex-Joint поддерживает прочность и гибкость дистального переходного участка сердечника
- Протяженная оболочка из PTFE поверх наконечника обеспечивает превосходные смазывающие характеристики
- Гибкость с поддержкой для современного применения
- Конфигурации наконечника: Floppy

## SHINOBI® PLUS

### Проводник для работы в условиях выраженного стеноза

- Цельный сердечник с протяженным переходным участком (0,010") для усиления линейного контроля
- Сочленение Flex-Joint поддерживает прочность и гибкость дистального переходного участка сердечника
- Протяженная оболочка из PTFE поверх наконечника обеспечивает превосходные смазывающие характеристики
- Сбалансированные поддержка и гибкость для оптимального соответствия запросам
- Конфигурации наконечника: Floppy



# Управляемые проводники

Степень поддержки Light

## REFLEX®

- Покрытие: PTFE & SLX™
- Количество в упаковке: 5 шт.



## СУПЕРМЯГКИЙ КОНЧИК

- Цветовая маркировка: оранжевый

| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 175        | J-изгиб       | 502-014CJ         |

## МЯГКИЙ КОНЧИК

- Цветовая маркировка: синий

| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 175        | Прямой        | 502-014B          |

## СТАНДАРТНЫЙ КОНЧИК

- Цветовая маркировка: зеленый

| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 175        | J-изгиб       | 502-014AJ         |



# Управляемые проводники

Степень поддержки Light

## WIZDOM®

- Проводник легкой поддержки
- Покрытие: PTFE/Duraglide
- Длина рентгеноконтрастного кончика: 3 см
- Количество в упаковке: 5 шт.



### СУПЕРМЯГКИЙ КОНЧИК

| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 180        | Прямой        | 512-143           |
| 0.014          | 180        | J-изгиб       | 512-143J          |
| 0.014          | 300        | Прямой        | 512-143X          |
| 0.014          | 300        | J-изгиб       | 512-143Y          |

### МЯГКИЙ КОНЧИК

| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 180        | Прямой        | 512-142           |
| 0.014          | 180        | J-изгиб       | 512-142J          |
| 0.014          | 300        | Прямой        | 512-142X          |

## WIZDOM® ST – SHORT TRANSITION

- Покрытие: PTFE/Duraglide



| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 180        | Прямой        | 537-114           |
| 0.014          | 180        | J-изгиб       | 537-114J          |
| 0.014          | 300        | Прямой        | 537-114X          |



# Управляемые проводники

Степень поддержки Moderate / Рабочая лошадка

## ATW®

- Проводник средней поддержки
- Покрытие: Duraglide/PTFE
- Длина рентгеноконтрастного кончика: 3 см
- Тип кончика: Floppy
- Количество в упаковке: 1 шт.



| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 195        | Прямой        | 595-014           |
| 0.014          | 195        | J-изгиб       | 595-J014          |
| 0.014          | 300        | Прямой        | 595-X014          |
| 0.014          | 300        | J-изгиб       | 595-Y014          |

## ATW® ECO PACS

- Проводник средней поддержки
- Покрытие: Duraglide/PTFE
- Длина рентгеноконтрастного кончика: 3 см
- Тип кончика: Floppy
- Количество в упаковке: 5 шт.

| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 195        | Прямой        | 595-E014          |
| 0.014          | 195        | J-изгиб       | 595-EJ014         |
| 0.014          | 300        | Прямой        | 595-EX014         |
| 0.014          | 300        | J-изгиб       | 595-EY014         |



# Управляемые проводники

Степень поддержки Moderate / Рабочая лошадка

## STABILIZER® BP

- Проводник средней поддержки/рабочий проводник
- Покрытие: PTFE/Duraglide
- Длина рентгеноконтрастного кончика: 3 см
- Количество в упаковке: 5 шт.



### СУПЕРМЯГКИЙ КОНЧИК

| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 180        | Прямой        | 507-914           |
| 0.014          | 180        | J-изгиб       | 507-914J          |
| 0.014          | 300        | Прямой        | 507-914X          |
| 0.014          | 300        | J-изгиб       | 507-914Y          |

### МЯГКИЙ КОНЧИК

| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 180        | Прямой        | 507-714           |
| 0.014          | 180        | J-изгиб       | 507-714J          |
| 0.014          | 300        | Прямой        | 507-714X          |
| 0.014          | 300        | J-изгиб       | 507-714Y          |



# Управляемые проводники

Степень поддержки Moderate / Рабочая лошадка

## STABILIZER® MARKER WIRE

- Покрытие: PTFE/Duraglide
- Наличие 6 рентгеноконтрастных маркеров на расстоянии 15 мм друг от друга
- Длина рентгеноконтрастного кончика: 3 см
- Количество в упаковке: 5 шт.

### СУПЕРМЯГКИЙ КОНЧИК

| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 180        | J-изгиб       | 518-224J          |

### МЯГКИЙ КОНЧИК

| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 180        | Прямой        | 518-224           |
| 0.014          | 300        | Прямой        | 518-224X          |
| 0.014          | 300        | J-изгиб       | 518-224Y          |



# Управляемые проводники

Степень поддержки Moderate / Рабочая лошадка

## ATW® MARKER WIRE

- Тип кончика: Floppy

| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 195        | Прямой        | 595-M014          |
| 0.014          | 195        | J-изгиб       | 595-MJ014         |
| 0.014          | 300        | Прямой        | 595-MX014         |
| 0.014          | 300        | J-изгиб       | 595-MY014         |

## ATW® MARKER WIRE ECO PACKS

- Количество в упаковке: 5 шт.

| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 195        | Прямой        | 595-ME014         |
| 0.014          | 195        | J-изгиб       | 595-MEJ014        |
| 0.014          | 300        | Прямой        | 595-MEX014        |
| 0.014          | 300        | J-изгиб       | 595-MEY014        |



# Управляемые проводники

Степень поддержки Heavy

## STABILIZER® PLUS

### СУПЕРМЯГКИЙ КОНЧИК

- Проводник с экстра-поддержкой
- Покрытие: PTFE/Duraglide
- Длина радиоконтрастного кончика: 3 см
- Количество в упаковке: 5 шт.



| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 180        | Прямой        | 507-114           |
| 0.014          | 180        | J-изгиб       | 507-114J          |
| 0.014          | 300        | Прямой        | 507-114X          |
| 0.014          | 300        | J-изгиб       | 507-114Y          |

## STABILIZER® XS

- Покрытие: PTFE/Duraglide
- Длина радиоконтрастного кончика: 3 см
- Количество в упаковке: 5 шт.

| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 180        | Прямой        | 527-914           |



# Управляемые проводники

Проводник для реканализации окклюзий

## SHINOBI®

- Диаметр внутреннего стержня проводника: 0,007"
- Моделируемый кончик
- Длина радиоконтрастного кончика: 3 см
- Покрытие: PTFE
- Количество в упаковке: 1 шт.



| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 180        | Прямой        | 547-114           |
| 0.014          | 300        | Прямой        | 547-114X          |

## SHINOBI® PLUS

- Диаметр внутреннего стержня проводника: 0,01"
- Моделируемый
- Длина рентгеноконтрастного кончика 3 см
- Покрытие: PTFE
- Количество в упаковке: 1 шт.



| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 180        | Прямой        | 547-214           |
| 0.014          | 300        | Прямой        | 547-214X          |

# Управляемые проводники

Аксессуары

## EXTENSION WIRE - CINCH® QR

| ДИАМЕТР (дюйм) | ДЛИНА (см) | ФОРМА КОНЧИКА | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 0.014          | 145        | Прямой        | 502-144           |



# Диагностические проводники

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| EMERALD® с фиксированным внутренним стержнем   | 6.1 |
| EMERALD® с нефиксированным внутренним стержнем | 6.2 |
| EMERALD® Amplatz                               | 6.3 |
| EMERALD® Amplatz супер жесткий                 | 6.4 |
| EMERALD® Rosen Heavy Duty                      | 6.5 |
| AQUATRACK® проводник с гидрофильным покрытием  | 6.6 |



# Диагностические проводники

## **EMERALD® проводник**

Проводники с предварительно нанесенным PTFE покрытием

Поверхность после нанесения покрытия впечатляет своей равномерностью

Сниженное усилие введения и извлечения

## **AQUATRACK®**

### **проводник с гидрофильным покрытием**

Проводники Aquatrack упрощают доступ к наиболее извилистым участкам сосудов, обеспечивая контроль и визуализацию, исключительно симметричный дизайн, что позволяет проходить сквозь сложные поражения

# Диагностические проводники

EMERALD® с фиксированным внутренним стержнем

- Предназначен для черескожного введения и обмена ангиографических катетеров
- Количество в упаковке: 5 шт.

## ПРЯМОЙ КОНЧИК ПОКРЫТИЕ PTFE



|  | ДИАМЕТР<br>(дюйм) | ДЛИНА<br>(см) | ДЛИНА ГИБКОГО<br>КОНЧИКА (см) | РАДИУС ИЗГИБА<br>J-КОНЧИКА (мм) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|--|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | 0.018             | 150           | 7                             |                                 | 502-704              |
|  | 0.021             | 150           | 7                             |                                 | 502-703              |
|  | 0.025             | 150           | 7                             |                                 | 502-549              |
|  | 0.032             | 150           | 7                             |                                 | 502-548              |
|  | 0.035*            | 150           | 7                             |                                 | 502-542              |
|  | 0.035             | 150           | 10                            |                                 | 502-544              |
|  | 0.035             | 150           | 20                            |                                 | 502-560              |
|  | 0.038             | 150           | 7                             |                                 | 502-541              |

\*С кончиком Floppy

## ДВУСТОРОННИЙ КОНЧИК, ПОКРЫТИЕ PTFE

- Прямой кончик 3 см
- J-кончик 7 см

|  | ДИАМЕТР<br>(дюйм) | ДЛИНА<br>(см) | ДЛИНА ГИБКОГО<br>КОНЧИКА (см) | ДЛИНА J-КОНЧИКА<br>(см) | РАДИУС ИЗГИБА<br>J-КОНЧИКА (мм) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|--|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | 0.035             | 150           | 3                             | 7                       | 2                               | 502-563              |



# Диагностические проводники

EMERALD® с фиксированным внутренним стержнем

## J-КОНЧИК ПОКРЫТИЕ PTFE



| ДИАМЕТР<br>(дюйм) | КОММЕНТАРИИ               | ДЛИНА<br>(см) | ДЛИНА ГИБКОГО<br>КОНЧИКА (см) | РАДИУС ИЗГИБА<br>J-КОНЧИКА (мм) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0.025             |                           | 150           | 7                             | 3                               | 502-524              |
| 0.025             |                           | 150           | 7                             | 15                              | 502-536              |
| 0.030             | heavy duty, high strength | 150           | 7                             | 3                               | 502-522              |
| 0.032             |                           | 150           | 7                             | 3                               | 502-526              |
| 0.035             |                           | 80            | 7                             | 3                               | 502-701              |
| 0.035             |                           | 150           | 7                             | 1.5                             | 502-531              |
| 0.035             | high strength             | 175           | 7                             | 1.5                             | 502-534              |
| 0.035             |                           | 150           | 7                             | 3                               | 502-521              |
| 0.035             |                           | 175           | 7                             | 3                               | 502-585              |
| 0.035             |                           | 150           | 7                             | 6                               | 502-589              |
| 0.035             |                           | 150           | 7                             | 1.5                             | 502-535              |
| 0.035             |                           | 150           | 10                            | 3                               | 502-587              |
| 0.035             |                           | 150           | 10                            | 15                              | 502-576              |
| 0.038             |                           | 150           | 7                             | 3                               | 502-520              |
| 0.038             |                           | 175           | 7                             | 3                               | 502-584              |
| 0.038             |                           | 150           | 7                             | 6                               | 502-588              |
| 0.065             |                           | 150           | 10                            | 6                               | 502-530              |



# Диагностические проводники

EMERALD® с фиксированным внутренним стержнем

- Предназначен для черескожного введения и проведения ангиографических катетеров
- Количество в упаковке: 5 шт.

## ПРЯМОЙ КОНЧИК ПОКРЫТИЕ PTFE



|  | ДИАМЕТР<br>(дюйм) | ДЛИНА<br>(см) | ДЛИНА ГИБКОГО<br>КОНЧИКА (см) | РАДИУС ИЗГИБА<br>J-КОНЧИКА (мм) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|--|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | 0.032             | 260           | 7                             |                                 | 502-554              |
|  | 0.035             | 220           | 7                             |                                 | 502-558              |
|  | 0.035             | 260           | 7                             |                                 | 502-555              |
|  | 0.038             | 260           | 7                             |                                 | 502-553              |

## J-КОНЧИК, ПОКРЫТИЕ PTFE



|  | ДИАМЕТР<br>(дюйм) | ДЛИНА<br>(см) | ДЛИНА ГИБКОГО<br>КОНЧИКА (см) | РАДИУС ИЗГИБА<br>J-КОНЧИКА (мм) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|--|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | 0.018             | 260           | 7                             | 3                               | 502-456              |
|  | 0.025             | 260           | 7                             | 3                               | 502-452              |
|  | 0.032             | 260           | 7                             | 3                               | 502-454              |
|  | 0.035             | 260           | 7                             | 3                               | 502-455              |
|  | 0.038             | 260           | 7                             | 3                               | 502-453              |



# Диагностические проводники

EMERALD® с нефиксированным внутренним стержнем

- Предназначен для черескожного введения и проведения ангиографических катетеров
- Наличие рукоятки длиной 4 см
- Количество в упаковке: 5 шт.

## ПРЯМОЙ КОНЧИК ПОКРЫТИЕ PTFE



| ДИАМЕТР<br>(дюйм) | ДЛИНА<br>(см) | ДЛИНА ГИБКОГО<br>КОНЧИКА (см) | РАДИУС ИЗГИБА<br>J-КОНЧИКА (мм) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0.035             | 150           |                               |                                 | 502-581              |
| 0.038             | 150           |                               |                                 | 502-580              |

## J-КОНЧИК, ПОКРЫТИЕ PTFE



| ДИАМЕТР<br>(дюйм) | ДЛИНА<br>(см) | ДЛИНА ГИБКОГО<br>КОНЧИКА (см) | РАДИУС ИЗГИБА<br>J-КОНЧИКА (мм) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0.035             | 150           |                               | 3                               | 502-571              |
| 0.038             | 150           |                               | 3                               | 502-570              |



# Диагностические проводники

EMERALD® Amplatz

- Предназначен для черескожного введения и проведения ангиографических катетеров
- Количество в упаковке: 5 шт.

## ПРЯМОЙ КОНЧИК ПОКРЫТИЕ PTFE



ДИАМЕТР  
(дюйм)

ДЛИНА  
(см)

ДЛИНА ГИБКОГО  
КОНЧИКА (см)

РАДИУС ИЗГИБА  
J-КОНЧИКА (мм)

НОМЕР  
ПО КАТАЛОГУ

0.035

150

502-581A

## J-КОНЧИК, ПОКРЫТИЕ PTFE



ДИАМЕТР  
(дюйм)

ДЛИНА  
(см)

ДЛИНА ГИБКОГО  
КОНЧИКА (см)

РАДИУС ИЗГИБА  
J-КОНЧИКА (мм)

НОМЕР  
ПО КАТАЛОГУ

0.038

150

3

502-571A



# Диагностические проводники

EMERALD® Amplatz супержесткий

- Предназначен для черескожного введения и проведения ангиографических катетеров
- Количество в упаковке: 5 шт.

## ПРЯМОЙ КОНЧИК ПОКРЫТИЕ PTFE



| ДИАМЕТР<br>(дюйм) | ДЛИНА<br>(см) | ДЛИНА ГИБКОГО<br>КОНЧИКА (см) | РАДИУС ИЗГИБА<br>J-КОНЧИКА (мм) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0.035             | 260           | 3                             |                                 | 502-442E             |
| 0.035             | 150           |                               |                                 | 502-726              |
| 0.035             | 180           |                               |                                 | 502-728              |

## J-КОНЧИК, ПОКРЫТИЕ PTFE



| ДИАМЕТР<br>(дюйм) | ДЛИНА<br>(см) | ДЛИНА ГИБКОГО<br>КОНЧИКА (см) | РАДИУС ИЗГИБА<br>J-КОНЧИКА (мм) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0.035             | 150           |                               | 3                               | 502-731              |
| 0.035             | 180           |                               | 3                               | 502-733              |
| 0.035             | 260           |                               | 3                               | 502-735              |



# Диагностические проводники

EMERALD® Rosen Heavy Duty

## EMERALD® ROSEN HEAVY DUTY GUIDEWIRES

- Предназначен для черескожного введения и проведения ангиографических катетеров
- Средний уролвень жесткости стержня
- Высоко атравматичный кончик
- Количество в упаковке: 5 шт.

J-КОНЧИК, ПОКРЫТИЕ PTFE



| ДИАМЕТР<br>(дюйм) | ДЛИНА<br>(см) | ДЛИНА ГИБКОГО<br>КОНЧИКА (см) | РАДИУС ИЗГИБА<br>J-КОНЧИКА (мм) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0.035             | 150           |                               | 1.5                             | 502-716              |
| 0.035             | 180           |                               | 1.5                             | 502-717              |



# Диагностические проводники

AQUATRACK® проводник с гидрофильным покрытием

## AQUATRACK®


- Диаметр: 0.035"
- Сердцевина из нитинола
- Гидрофильное покрытие PhotoLink®
- В комплекте устройство для вращения проводника
- 5 шт. в упаковке

**Обычная жесткость – длина конусообразного дистального сегмента 8"**

| ДЛИНА  | ЖЕСТКОСТЬ | СУЖЕНИЕ<br>КОНЧИКА | КОНЧИК    | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|--------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|
| 150 см | Обычная   | Короткое           | Под углом | C3515RSA             |
| 150 см | Обычная   | Короткое           | Прямой    | C3515RSS             |
| 180 см | Обычная   | Короткое           | Под углом | C3518RSA             |
| 180 см | Обычная   | Короткое           | Прямой    | C3518RSS             |
| 260 см | Обычная   | Короткое           | Под углом | C3526RSA             |

**Усиленная жесткость – длина конусообразного дистального сегмента 5"**

| ДЛИНА  | ЖЕСТКОСТЬ | СУЖЕНИЕ<br>КОНЧИКА | КОНЧИК    | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|--------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|
| 150 см | Усиленная | Короткое           | Под углом | C3515SSA             |
| 180 см | Усиленная | Короткое           | Под углом | C3518SSA             |
| 260 см | Усиленная | Короткое           | Под углом | C3526SSA             |
| 260 см | Усиленная | Короткое           | Прямой    | C3526SSS             |



# Интродьюсеры


|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Общая информация                                                   | 7.1 |
| AVANTI®+ Стандартный интродьюсер                                   | 7.2 |
| AVANTI®+ Удлиненный интродьюсер                                    | 7.3 |
| AVANTI®+ Интродьюсер без гемостатического клапана и бокового порта | 7.4 |
| AVANTI®+ Интродьюсер для брахиального доступа                      | 7.5 |
| AVANTI®+ Интродьюсер педиатрический                                | 7.6 |
| AVANTI®+ Набор для трансрадиального доступа                        | 7.7 |
| Диляторы и аксессуары                                              | 7.8 |



# Интродьюсеры

## AVANTI®+

- Превосходная устойчивость к изломам
- Минимум усилий при введении



# Интродьюсеры

Общая информация

Интродьюсерные системы корпорации Cordis предназначены для черескожного введения катетеров. Цифра, указанная на втулке сосудистого дилатора, означает размер (F) самого большого катетера, который можно провести через данный интродьюсер. Безопасность и удобство для пациента: две традиции корпорации Cordis.

- Гемостатический клапан предотвращает обратный ток крови и аспирацию воздуха в те моменты, когда катетер или временный проводник еще не находятся в нужном месте. В качестве опции имеется также уплотнительная заглушка
- Усовершенствованная зона перехода между канюлей и дилатором обеспечивает низкое сопротивление и минимальный риск травмы тканей в процессе введения
- Смазывающее покрытие SLX нанесено на внутренний и внешний диаметр канюли для улучшения функции при введении в сосуд и продвижении устройств
- Надежный фиксатор с защелкой предотвращает обратное смещение дилатора через интродьюсер в ходе черескожного введения
- Экономящий время 3-ходовой кран можно использовать для немедленного перехода от капельной инфузии к быстрому экстренному введению лекарственных препаратов или к мониторингу артериального давления
- Боковая ветвь изготовлена из прозрачной гибкой трубки для визуализации пузырьков воздуха
- Вращающийся шовный фланец обеспечивает удобную и надежную фиксацию интродьюсера к коже
- Размер (F) четко указан на втулке сосудистого дилатора. Цветовая кодировка по калибру облегчает идентификацию
- Мягкий атравматичный сосудистый дилатор (средней длины/ЧТКА) улучшает проводимость через извитые сосуды. Модифицированный усовершенствованный конус канюли интродьюсера минимизирует травму в точке пункции при сосудистом доступе, снижая тем самым дискомфорт для пациента
- Люэровская втулка сосудистого дилатора облегчает промывку
- Двухконцевой минипроводник снабжен J-образным и прямым концами, на каждом из которых имеется мягкий атравматичный наконечник.

Прочность заключается в гибкости...

Avanti+ представляет собой интродьюсер с выдающимися качествами.

Полиэтиленовая канюля обладает превосходной устойчивостью.

## СУПЕРПЛАВНОЕ ВВЕДЕНИЕ

Современное конструирование и технология позволили создать плавные переходные зоны между канюлей, дилатором и проводником.

Это привело к снижению усилия при введении, устранению крошения устройства и снижению травматизации тканей в точке пункции.



## ПРЕВОСХОДНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗГИБАМ

Инновационный дизайн 6-лепесткового спирального клапана корпорации Cordis способствует свободному движению катетера без рефлюкса крови или аспирации воздуха.



Боковой порт с вращающимся шовным фланцем.

## ЛЕГКОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ

Мы предлагаем устройство Avanti+ также и в стандартной конфигурации, которая обеспечивает беспрецедентную легкость в применении и экономическую эффективность.

# Интродьюсеры

Общая информация

## AVANTI®+

|                                        | Стандартный | Удлинненный |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Длина канюли (см)                      | 11          | 23          |
| Длина дилатора                         |             |             |
| 4F-5F                                  | 18          | 28          |
| 6F-9F                                  | 19          | 28          |
| 10F-11F                                | 20          | 30          |
| Краник                                 | 3-ходовой   | 3-ходовой   |
| Длина бокового порта (см)              | 22          | 22          |
| Длина обтуратора                       | 13          | 26          |
| Вращающийся буж с цветовой маркировкой |             |             |

- Все мини-проводники являются двусторонними (прямой кончик/J-кончик длиной 45 см).  
Материал – нержавеющая сталь.
- Все продукты упакованы по 5 штук.



# Интродьюсеры

AVANTI®+ Стандартный интродьюсер

## AVANTI®+ Стандартный интродьюсер

- Двухслойная полиэтиленовая канюля обеспечивает устойчивость к изломам и повышенную гибкость
- Боковой порт с 3-ходовым краником
- Наличие гибкого дилатора
- Количество в упаковке: 5 шт.



|  | РАЗМЕР<br>(F) | ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА<br>КАНЮЛИ<br>(см) | ДИАМЕТР<br>МИНИ-ПРОВОДНИКА<br>(дюймы) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ<br>(с мини-проводником) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ<br>(без мини-проводника) |
|--|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | 4F            | 11                               | .035                                  | 504-604X                                     | 504-604A                                      |
|  | 5F            | 11                               | .038                                  | 504-605X                                     | 504-605A                                      |
|  | 5.5F          | 11                               | .038                                  | 504-655X*                                    |                                               |
|  | 6F            | 11                               | .038                                  | 504-606X                                     | 504-606A                                      |
|  | 6.5F          | 11                               | .038                                  | 504-656X*                                    | 504-656A*                                     |
|  | 7F            | 11                               | .038                                  | 504-607X                                     | 504-607A                                      |
|  | 7.5F          | 11                               | .038                                  | 504-657X*                                    |                                               |
|  | 8F            | 11                               | .038                                  | 504-608X                                     | 504-608A                                      |
|  | 8.5F          | 11                               | .038                                  | 504-658X*                                    |                                               |
|  | 9F            | 11                               | .038                                  | 504-609X                                     | 504-609A                                      |
|  | 10F           | 11                               | .038                                  | 504-610X                                     | 504-610A                                      |
|  | 11F           | 11                               | .038                                  | 504-611X                                     |                                               |

\*Мониторинговая шахта: несколько больший внутренний диаметр для контроля давления; больше на 0.5 F.

# Интродьюсеры

AVANTI®+ Удлиненный интродьюсер

## AVANTI®+ Удлиненный интродьюсер



|  | РАЗМЕР<br>(F) | ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА<br>КАНЮЛИ<br>(см) | ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА<br>ДИЛЯТОРА<br>(см) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ<br>(с obturatorом) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ<br>(без obturatorа) |
|--|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|  | 4F            | 23                               | 30                                 |                                         | 504-604T                                 |
|  | 5F            | 23                               | 30                                 |                                         | 504-605T                                 |
|  | 6F            | 23                               | 30                                 | 504-606D                                | 504-606T                                 |
|  | 6.5F          | 23                               | 30                                 |                                         | 504-656T*                                |
|  | 7F            | 23                               | 30                                 | 504-607D                                | 504-607T                                 |
|  | 8F            | 23                               | 30                                 | 504-608D                                | 504-608T                                 |
|  | 10F           | 23                               | 30                                 |                                         | 504-610T                                 |
|  | 11F           | 23                               | 30                                 |                                         | 504-611T                                 |

\*Мониторинговая шахта: несколько больший внутренний диаметр для контроля давления; больше на 0.5 F.



# Интродьюсеры

AVANTI®+ Интродьюсер без гемостатического клапана и бокового порта

## AVANTI®+ Интродьюсер без гемостатического клапана и бокового порта с мини проводником

- Без гемостатического клапана и бокового порта
- Соединительная втулка Luer (женский), мини-проводник длиной 45 см и конусообразный сосудистый дилатор
- Полезная длина канюли 11 см
- Полезная длина проводника 17 см
- Прямой
- Количество в упаковке: 5 шт.



|  | РАЗМЕР<br>(F) | ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА<br>КАНЮЛИ (см) | ДИАМЕТР<br>МИНИ-ПРОВОДНИКА | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|--|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
|  | 6F            | 11                            | .038                       | 504-606V             |
|  | 7F            | 11                            | .038                       | 504-607V             |
|  | 8F            | 11                            | .038                       | 504-608V             |



# Интродьюсеры

AVANTI®+ Интродьюсер для брахиального доступа

## AVANTI®+ Интродьюсер для брахиального доступа с мини проводником



|  | РАЗМЕР<br>(F) | ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА<br>КАНЮЛИ (см) | ДИАМЕТР<br>МИНИ-ПРОВОДНИКА | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|--|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
|  | 4F            | 5.5                           | .035                       | 504-604P             |
|  | 5F            | 5.5                           | .038                       | 504-605P             |
|  | 6F            | 5.5                           | .038                       | 504-606P             |



# Интродьюсеры

AVANTI®+ Интродьюсер педиатрический

## AVANTI®+ Интродьюсер педиатрический с мини проводником



|  | РАЗМЕР<br>(F) | ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА<br>КАНЮЛИ (см) | ДИАМЕТР<br>МИНИ-ПРОВОДНИКА | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|--|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
|  | 4F            | 7.5                           | .021                       | 504-604S             |
|  | 5F            | 7.5                           | .021                       | 504-605S             |
|  | 6F            | 7.5                           | .021                       | 504-606S             |



# Интродьюсеры

AVANTI®+ Набор для трансрадиального доступа

## AVANTI®+ Набор для трансрадиального доступа с мини проводником

- Комплект для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло через трансрадиальный доступ.
- Включает в себя интродьюсер, мини-проводник, сосудистый дилатор, пункционную иглу 21G



|  | РАЗМЕР<br>(F) | ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА<br>КАНЮЛИ (см) | СОВМЕСТИМОСТЬ<br>С ПРОВОДНИКОМ | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|  | 4F            | 11                            | .021                           | 504-614Z             |
|  | 4F            | 23                            | .021 70 cm                     | 504-624Z             |
|  | 5F            | 11                            | .021                           | 504-615Z             |
|  | 5F            | 23                            | .021 70 cm                     | 504-625Z             |
|  | 6F            | 11                            | .021                           | 504-616Z             |
|  | 6F            | 23                            | .021 70 cm                     | 504-626Z             |
|  | 7F            | 11                            | .021                           | 504-617Z             |



## ОБТУРАТОРЫ (для использования с интродьюсером)

- Количество в упаковке: 10 шт.



|  | РАЗМЕР<br>(F) | ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА<br>(см) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|--|---------------|------------------------|----------------------|
|  | 4F            | 13                     | 502-188              |
|  | 5F            | 13                     | 502-190              |
|  | 6F            | 13                     | 502-191              |
|  | 7F            | 13                     | 502-192              |
|  | 9F            | 13                     | 502-194              |

## ОБТУРАТОРЫ (для использования с удлиненными интродьюсерами / РТСА-интродьюсерами)

- Количество в упаковке: 10 шт.

|  | РАЗМЕР<br>(F) | ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА<br>(см) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|--|---------------|------------------------|----------------------|
|  | 5F            | 26                     | 502-196              |
|  | 6F            | 26                     | 502-197              |
|  | 7F            | 26                     | 502-198              |

## СОСУДИСТЫЙ ДИЛЯТОР


- Облегчает черескожное введение ангиографических катетеров
- Люэровское крепление
- Цветовая маркировка размеров
- Количество в упаковке: 10 шт.



| СОВМЕСТИМОСТЬ С КАТЕТЕРОМ,<br>РАЗМЕР (F) | СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОВОДНИКОМ<br>ДИАМЕТР (дюйм) | ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА<br>(см) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 4                                        | .035                                          | 17                     | 504-404X             |
| 4                                        | .021                                          | 14.5                   | 504-504S             |
| 5                                        | .021                                          | 14.5                   | 504-505S             |
| 5                                        | .035                                          | 17                     | 504-405X             |
| 5                                        | .038                                          | 17                     | 504-505X             |
| 6                                        | .032                                          | 17                     | 504-406X             |
| 6                                        | .038                                          | 17                     | 504-506X             |
| 7                                        | .035                                          | 19                     | 504-407X             |
| 7                                        | .038                                          | 17                     | 504-507X             |
| 8                                        | .035                                          | 19                     | 504-408X             |
| 8                                        | .038                                          | 17                     | 504-508X             |

# Диагностические катетеры

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Общая информация                           | 8.1 |
| Левая коронарная артерия                   | 8.2 |
| Правая коронарная артерия                  | 8.3 |
| Многоцелевые                               | 8.4 |
| Радиальный / брахиальный доступ            | 8.5 |
| Bypass                                     | 8.6 |
| Катеризация желудочков                     | 8.7 |
| Наборы для проведения диагностики CORPACS® | 8.8 |
| Наборы для проведения диагностики Bi Packs | 8.9 |



# Диагностические катетеры

Корпорация Cordis создала стандарт в области разработки диагностических катетеров. Они соответствуют всем клиническим требованиям и обеспечивают максимум клинической эффективности. Корпорация Cordis предлагает широкий спектр простых в применении диагностических катетеров для любой процедуры.

## 7F HIGHFLOW®

- Полиуретановый катетер
- Максимальный поток и оптимальное управление
- Атравматичный мягкий наконечник типа brite tip

## QUICK CARE 4F INFINITI®

- Снижение размеров отверстия доступа:
  - 56% по сравнению с 6F
  - 36% по сравнению с 5F
- Повышенный комфорт для пациента
- Меньшее число осложнений
- Ранняя мобилизация пациента
- Материал катетера- нейлон

## INFINITI®

- Максимальная безопасность для пациента
- Непосредственный ответ
- Тонкостенная технология
- Атравматичный мягкий наконечник типа brite
- Материал катетера – нейлон

## SUPERTORQUE® Plus

- Максимальная безопасность для пациента
- Атравматичный мягкий наконечник типа brite tip
- Материал катетера – полиуретан



# Диагностические катетеры


## Общая информация

|                                                                         | 4F<br>Quick Care<br>Infiniti® | 5F<br>Infiniti® | 5.2F<br>SuperTorque®<br>Plus |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Предел давления (фунт/кв. дюйм)                                         | 1200                          | 1200            | 1200                         |
| Совместимость с проводником (0.0xx")                                    | 0.035"*                       | 0.038"          | 0.038"                       |
| Номер по каталогу                                                       | 538-4xx                       | 534-5xx         | 533-5xx                      |
| Скорость потока (мл/с) 8 сП при<br>предельном давлении (катетер 100 см) |                               |                 |                              |
| - селективные                                                           | 16.7                          | 21.3            | 21.0                         |
| - Pigtail                                                               | 16.6                          | 19.8            | 18.5                         |

|                                                                         | 6F<br>Infiniti® | 6F<br>SuperTorque®<br>Plus | 7F<br>High Flow™ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| Предел давления (фунт/кв. дюйм)                                         | 1200            | 1200                       | 1050             |
| Совместимость с проводником (0.0xx")                                    | 0.038"          | 0.038"                     | 0.038"           |
| Номер по каталогу                                                       | 534-6xx         | 533-6xx                    | 527-7xx          |
| Скорость потока (мл/с) 8 сП при<br>предельном давлении (катетер 100 см) |                 |                            |                  |
| - селективные                                                           | 35.0            | 24.3                       | 32.0             |
| - Pigtail                                                               | 32.6            | 25.1                       | 32.2             |

\*0.038" для катетера типа Pigtail с микропетлей.




- 1 Размер (F), длина (см), максимальное инъекционное давление (фунт/кв. дюйм) и диаметр проводника (дюймы) указаны на втулке.

- 2 Плетеный проволоочный корпус из нержавеющей стали с тромборезистентным покрытием.
- 3 Особый атравматичный наконечник. Наконечник катетера обладает превосходной способностью сохранять форму, увеличенной позиционной устойчивостью и изготовлен из специальной смеси мягкого атравматичного материала. В коробке находится 5 одиночных упаковок с катетерами, если не указано иное.

### Цветовая кодировка втулок катетеров:


4F-красный, 5F-серый, 6F-зеленый, 7F-оранжевый.



# Диагностические катетеры

Общая информация

## LEFT CORONARY JUDKINS TECHNIQUE



JL 3.5 JL 4 JL 4.5 JL 5 JL 6 JL 7

## LEFT CORONARY AMPLATZ TECHNIQUE




AL I AL II AL III

## RIGHT CORONARY JUDKINS TECHNIQUE



JR 3.5 JR 4 JR 4 MOD JR 5 JR 5 MOD JR 6

## RIGHT MODIFIED CORONARY AMPLATZ TECHNIQUE



AR MOD AR I MOD AR II MOD

## WILLIAMS TECHNIQUE DC



3 DRC

## RIGHT CORONARY NOTO TECHNIQUE



SRC



# Диагностические катетеры

Общая информация

## MULTIPURPOSE A COURNAND TECHNIQUE



MPA 1

## MULTIPURPOSE



MPA 2 (I)



MPA 2



MPB 2

## MULTIPURPOSE B GENSINI TECHNIQUE



MPB 3

## SONES TECHNIQUE



SON I



SON II



SON III

## CASTILLO TECHNIQUE



CAS I



CAS II



CAS III

## BARBEAU TECHNIQUE



Barbeau

## TRANSRADIAL



RBL 4.0



RBL 5.0



RBMP/  
Tilon



LEMAN/  
RBL  
modified


# Диагностические катетеры

Общая информация


## EL GAMAL TECHNIQUE



## VENTRICULAR ANGLED PIGTAIL: VAN TASSEL TECHNIQUE



## CORONARY BYPASS TECHNIQUES



## N.I.H.



## VENTRICULAR PIGTAIL



# Диагностические катетеры

Левая коронарная артерия



## Левая коронарная артерия, техника Judkins (100 cm)

- Катетеры для проведения коронарографии
- Количество в упаковке: 5 шт.

|        |                  | 4F<br>Quick Care Infiniti® | 5F<br>Infiniti® | 5.2F<br>SuperTorque® Plus | 6F<br>SuperTorque® Plus | 6F<br>Infiniti® | 7F<br>HIGHFLOW® |
|--------|------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| JL 3.5 | Judkins Left 3.5 | 538-418                    | 534-518T        | 533-551                   | 533-618                 | 534-618T        | 527-718         |
| JL 4   | Judkins Left 4   | 538-420                    | 534-520T        | 533-553                   | 533-620                 | 534-620T        | 527-720         |
| JL 4.5 | Judkins Left 4.5 | 538-417                    | 534-517T        | 533-527                   | 533-627                 | 534-617T        |                 |
| JL 5   | Judkins Left 5   | 538-422                    | 534-522T        | 533-559                   | 533-622                 | 534-622T        | 527-722         |
| JL 6   | Judkins Left 6   | 538-424                    | 534-524T        | 533-561                   | 533-624                 | 534-624T        | 527-724         |



JL 3.5



JL 4



JL 4.5



JL 5



JL 6

## Левая коронарная артерия, техника Amplatz (100 cm)

|        |                  | 4F<br>Quick Care Infiniti® | 5F<br>Infiniti® | 5.2F<br>SuperTorque® Plus | 6F<br>SuperTorque® Plus | 6F<br>Infiniti® | 7F<br>HIGHFLOW® |
|--------|------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| AL I   | Amplatz Left I   | 538-445                    | 534-545T        | 533-540                   | 533-645                 | 534-645T        | 527-740         |
| AL II  | Amplatz Left II  | 538-446                    | 534-546T        | 533-542                   | 533-646                 | 534-646T        | 527-741         |
| AL III | Amplatz Left III | 538-447                    | 534-547T        | 533-544                   | 533-647                 | 534-647T        |                 |



AL I



AL II



AL III



# Диагностические катетеры

Правая коронарная артерия



## Правая коронарная артерия, техника Judkins (100 cm)

|                     |                                   | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 7F        |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                     |                                   | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| JR 3.5              | Judkins Right 3.5                 | 538-419              | 534-519T  | 533-550           | 533-619           | 534-619T  | 527-719   |
| JR 4                | Judkins Right 4                   | 538-421              | 534-521T  | 533-552           | 533-621           | 534-621T  |           |
| JR 4 (125 cm)       | Judkins Right 4, 125 cm           |                      |           | 533-565           |                   |           |           |
| JR 4 RECESSED BRAID | Judkins Right 4 Recessed Braiding |                      |           |                   | 533-689           |           |           |
| JR 4 MOD            | Judkins Right 4 Modified          | 538-428              | 534-528T  | 533-528           | 533-628           | 534-628T  |           |
| JR 4 ST             | Judkins Right 4 Short Tip         | 538-427              | 534-527T  | 533-563           | 533-626           | 534-627T  |           |
| JR 5                | Judkins Right 5                   | 538-423              | 534-523T  | 533-558           | 533-623           | 534-623T  | 527-723   |
| JR 5 MOD            | Judkins Right 5 Modified          |                      |           |                   |                   | 534-629T  |           |
| JR 6                | Judkins Right 6                   | 538-425              | 534-525T  | 533-560           | 533-625           | 534-625T  |           |



## Правая коронарная артерия, техника Amplatz (100 cm)

|           |                          | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 7F        |
|-----------|--------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|           |                          | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| AR MOD    | Amplatz Right Modified   | 538-448              | 534-548T  | 533-554           | 533-648           | 534-648T  | 527-748   |
| AR I MOD  | Amplatz Right 1 Modified | 538-441              | 534-541T  |                   | 533-641           | 534-641T  |           |
| AR II MOD | Amplatz Right 2 Modified | 538-443              | 534-543T  |                   | 533-643           | 534-643T  |           |



# Диагностические катетеры

Правая коронарная артерия



## Правая коронарная артерия, WILLIAMS TECHNIQUE

- Количество в упаковке: 3 шт.

|       |                              |                      |           |                   |                   |           |           |
|-------|------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|       |                              | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 7F        |
|       |                              | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| 3 DRC | Right Coronary 3 Dimensional | 538-476              | 534-576T  | 533-576           | 533-676           | 534-676T  |           |



3 DRC

## Правая коронарная артерия, NOTO TECHNIQUE (100 cm)

|     |                   |                      |           |                   |                   |           |           |
|-----|-------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|     |                   | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 7F        |
|     |                   | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| SRC | Right Coronary N. | 538-474              | 534-574T  |                   |                   | 534-674T  |           |



SRC



# Диагностические катетеры

Многоцелевые



## MULTIPURPOSE A COURNAUD TECHNIQUE (OPEN END, NO SIDES HOLES)

|                |                                 | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 7F        |
|----------------|---------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                |                                 | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| MPA 1 (80 cm)  | Multipurpose A, 80 cm           |                      |           | 533-579           | 533-633           |           |           |
| MPA 1          | Multipurpose A Cournaud, 100 cm |                      |           | 533-578           | 533-640           |           |           |
| MPA 1 (125 cm) | Multipurpose A, 125 cm          |                      |           |                   | 533-667           |           |           |

MPA 1

## MULTIPURPOSE A PAEDIATRIC CURVE (OPEN END, 2 SIDE HOLES)

|                       |                                       | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 7F        |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                       |                                       | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| MPA 2 (I) SH (65 cm)  | Multipurpose A 2, 65 cm 2 side holes  | 538-440              | 534-540T  |                   |                   |           |           |
| MPA 2 (I) SH (80 cm)  | Multipurpose A 2, 80 cm 2 side holes  | 538-449              | 534-549T  |                   |                   |           |           |
| MPA 2 (I) SH          | Multipurpose A 2, 100 cm 2 side holes | 538-442              |           | 533-556           |                   |           |           |
| MPA 2 (I) SH (125 cm) | Multipurpose A 2, 125 cm 2 side holes | 538-444              |           | 533-557           |                   |           |           |

MPA 2 (I)



# Диагностические катетеры

Многоцелевые



## MULTIPURPOSE A ADULT CURVE (OPEN END, 2 SIDE HOLES)

|                   |                                       | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 7F        |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                   |                                       | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| MPA 2 SH (65 cm)  | Multipurpose A 2, 65 cm 2 side holes  |                      |           | 533-562           |                   |           |           |
| MPA 2 SH (80 cm)  | Multipurpose A 2, 80 cm 2 side holes  |                      |           | 533-532           | 533-629           |           |           |
| MPA 2 SH          | Multipurpose A 2, 100 cm 2 side holes |                      | 534-542T  | 533-582           | 533-642           | 534-642T  | 527-742   |
| MPA 2 SH (125 cm) | Multipurpose A 2, 125 cm 2 side holes |                      | 534-544T  | 533-587           | 533-644           |           |           |

MPA 2

## MULTIPURPOSE B (OPEN END, 2 SIDE HOLES, 100 cm)

|       |                  | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 7F        |
|-------|------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|       |                  | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| MPB 2 | Multipurpose B 2 |                      | 534-539T  |                   | 533-649           | 534-649T  |           |

MPB 2

## MULTIPURPOSE B GENSINI TECHNIQUE (OPEN END, 6 SIDE HOLES, 100 cm)

|       |                        | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 7F        |
|-------|------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|       |                        | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| MPB 3 | Multipurpose B Gensini |                      |           |                   | 533-634           |           |           |

MPB 3



# Диагностические катетеры

Радикальный / брахиальный доступ

## SONES TECHNIQUE

|                  |                             | 4F<br>Quick Care Infiniti® | 5F<br>Infiniti® | 5.2F<br>SuperTorque® Plus | 6F<br>SuperTorque® Plus | 6F<br>Infiniti® | 7F<br>HIGHFLOW® |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| SON I SH (80 cm) | Sones I, 80 cm 2 side holes |                            | 534-530T        |                           |                         |                 |                 |
| SON I            | Sones I, 100 cm             |                            | 534-562T        |                           | 533-630                 |                 |                 |
| SON I.5          | Sones I.5, 100 cm           |                            | 534-564T        |                           |                         |                 |                 |
| SON II (80 cm)   | Sones II, 80 cm             |                            |                 | 533-531                   |                         |                 |                 |
| SON II           | Sones II, 100 cm            |                            |                 |                           | 533-631                 |                 |                 |
| SON III          | Sones III, 100 cm           |                            |                 |                           | 533-632                 |                 |                 |



SON I



SON II



SON III

## CASTILLO TECHNIQUE (80 cm)

|                |                      | 4F<br>Quick Care Infiniti® | 5F<br>Infiniti® | 5.2F<br>SuperTorque® Plus | 6F<br>SuperTorque® Plus | 6F<br>Infiniti® | 7F<br>HIGHFLOW® |
|----------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| CAS I          | Castillo I, 100 cm   |                            |                 | 533-584                   | 533-684                 |                 |                 |
| CAS II (80 cm) | Castillo II, 80 cm   |                            |                 |                           | 533-682                 |                 |                 |
| CAS II         | Castillo II, 100 cm  |                            |                 | 533-585                   | 533-685                 |                 |                 |
| CAS III        | Castillo III, 100 cm |                            |                 |                           | 533-686                 |                 |                 |



CAS I



CAS II



CAS III

# Диагностические катетеры

Радialный / брахиальный доступ

## BARBEAU TECHNIQUE

|            |                               | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 7F        |
|------------|-------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|            |                               | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| BARBEAU SH | Barbeau, 100 cm, 2 side holes | SRD5505              | 534-578T  |                   | SRD5897           |           |           |



BARBEAU

## RADIAL BI-LATERAL TECHNIQUE AND RADIAL/BRACHIAL (TILON)

|                         |                                 | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 5F            |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
|                         |                                 | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | TEMPO® AQUA®* |
| RBL 4.0                 | RBL 4.0, 100 cm                 |                      | SRD7063   |                   |                   | SRD7064   | SRD7045       |
| RBL 4.0 SH              | RBL 4.0, 100 cm, 2 side holes   | SRD7057              | SRD7044   | SRD7059           | SRD7055           | SRD7048   |               |
| RBL 4.0 (110 cm)        | RBL 4.0, 110 cm                 |                      | SRD7027   |                   |                   |           |               |
| RBL 4.5                 | RBL 4.5, 100 cm                 |                      | SRD7070   |                   | SRD7071           |           |               |
| RBL 5.0                 | RBL 5.0, 100 cm                 |                      | SRD7065   |                   |                   | SRD7066   | SRD7047       |
| RBL 5.0 SH              | RBL 5.0, 100 cm, 2 side holes   | SRD7058              | SRD7046   | SRD7060           | SRD7056           | SRD7049   |               |
| RBL 5.0 (110 cm)        | RBL 5.0, 110 cm                 |                      | SRD7026   |                   |                   |           |               |
| RBL modified            | RBL modified/LEMAN, 100 cm      |                      |           | SRD7050*          |                   |           |               |
| Radial/brachial (Tilon) | Radial/brachial (Tilon), 100 cm |                      | SRD6724   |                   | SRD5757           |           |               |



RBL 4.0



RBL 5.0



RBL modified/LEMAN



RBMP/Tilon

\* TEMPO® AQUA® диагностический катетер с гидрофильным покрытием

- кол-во в упаковке: 1 шт
- армированный нейлоновый шaft
- рентгенконтрастный кончик из вольфрама
- стойкий к липидолу хаб
- совместим с микрокатетером
- многослойное гидрофильное покрытие дистальной части шaftа



# Диагностические катетеры

Bypass



## EL GAMAL TECHNIQUE (100 cm)

|        |             | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 7F        |
|--------|-------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|        |             | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| EGB I  | EI Gamal I  |                      |           |                   | 533-637           |           |           |
| EGB II | EI Gamal II |                      |           |                   | 533-638           |           |           |




EGB I

EGB II

## CORONARY BYPASS TECHNIQUES (100 cm)

|        |                                             | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 7F        |
|--------|---------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|        |                                             | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| LCB    | Left Coronary Bypass                        | 538-472              | 534-572T  | 533-572           | 533-672           | 534-672T  | 527-772   |
| RCB    | Right Coronary Bypass                       | 538-470              | 534-570T  | 533-570           | 533-670           | 534-670T  | 527-770   |
| IM     | Internal Mammary                            | 538-460              | 534-560T  | 533-580           | 533-660           | 534-660T  | 527-760   |
| IM MOD | Internal Mammary modified, Bartorelli Cozzi |                      |           | SRD5392           |                   |           |           |
| IM-MOD | Internal Mammary modified, Barbeau          |                      | SRD6837   |                   |                   |           |           |







LCB

RCB

IM

IM MOD Bartorelli Cozzi

IM MOD, Barbeau



# Диагностические катетеры

Катеризация желудочков



## VENTRICULAR STRAIGHT PIGTAIL (110 cm)

|                  |                                       | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 7F        |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                  |                                       | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| PIG 4SH          | Straight Pigtail 4 side holes         |                      |           |                   | 533-650F          |           |           |
| PIG 5SH          | Straight Pigtail 5 side holes         | 538-451V             |           |                   |                   |           |           |
| PIG 6SH          | Straight Pigtail 6 side holes         | 538-450S             | 534-550S  | 533-533           | 533-650S          | 534-650S  |           |
| PIG 6SH (125 cm) | Straight Pigtail 6 side holes, 125 cm |                      | SRD5927*  |                   |                   |           |           |
| PIG 8SH          | Straight Pigtail 8 side holes         | 538-450E             | 534-550E  |                   | 533-650E          | 534-650E  | 527-750E  |
| PIG 12SH         | Straight Pigtail 12 side holes        |                      |           |                   |                   |           | 527-750   |



PIG

## VENTRICULAR ANGLED PIGTAIL: VAN TASSEL TECHNIQUE (110 cm)

|                  |                                           | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 7F        |
|------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                  |                                           | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| PIG 145° MOD 5SH | Angled Pigtail 145° 5 side holes Modified | 538-457V             |           |                   |                   |           |           |
| PIG 145° 6SH     | Angled Pigtail 145° 6 side holes          |                      | 534-552S  | 533-534A          | 533-652S          | 534-652S  |           |
| PIG 145° MOD 6SH | Angled Pigtail 145° 6 side holes Modified | 538-453S             | 534-553S  | 533-537S          | 533-653S          |           |           |
| PIG 155° MOD 5SH | Angled Pigtail 155° 5 side holes Modified | 538-459V             | 534-555S  |                   |                   |           |           |
| PIG 155° 6SH     | Angled Pigtail 155° 6 side holes          |                      | 534-554S  | 533-533A          | 533-654S          | 534-654S  |           |
| PIG 155° MOD 6SH | Angled Pigtail 155° 6 side holes Modified | 538-455S             |           |                   |                   |           |           |
| PIG 155° 12SH    | Angled Pigtail 155° 12 side holes         |                      |           |                   |                   |           | 527-754   |



PIG 145°



PIG 155°



# Диагностические катетеры

Катеризация желудочков



## N.I.H. PAEDIATRIC CURVE

|                |               | 4F                   | 5F        | 5.2F              | 6F                | 6F        | 7F        |
|----------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                |               | Quick Care Infiniti® | Infiniti® | SuperTorque® Plus | SuperTorque® Plus | Infiniti® | HIGHFLOW® |
| N.I.H. (65 cm) | N.I.H. 65 cm  |                      |           | 533-525           |                   |           |           |
| N.I.H. (80 cm) | N.I.H. 80 cm  |                      |           | 533-535           | 533-635           |           |           |
| N.I.H.         | N.I.H. 100 cm |                      |           | 533-545           | 533-636           |           |           |



N.I.H.

# Диагностические катетеры

Наборы для проведения диагностики CORPACS®



## CORPACS®

- 3 катетера: JL4, JR4, PIG (S или A 145°)  
1 интродьюсер  
1 проводник
- Количество в упаковке 10 шт

### ● 4F Quick Care INFINITI®

Cat. N°

|                               |           |                 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Judkins Left 4                | 538 420   | <b>538-492C</b> |
| Judkins Right 4               | 538 421   |                 |
| Straight Pigtail 8 side holes | 538 450E  |                 |
| 4F Avanti+ 11 cm .035"        | 504 604X* |                 |
| Emerald™ .035"                | 502 521   |                 |

|                        |           |                 |
|------------------------|-----------|-----------------|
| Judkins Left 4         | 538 420   | <b>538-493C</b> |
| Judkins Right 4        | 538 421   |                 |
| Angled Pigtail 145°    | 538 457V  |                 |
| 5 side holes Modified  | 538 457V  |                 |
| 4F Avanti+ 11 cm .035" | 504 604X* |                 |
| Emerald™ .035"         | 502 521   |                 |

|                        |           |                 |
|------------------------|-----------|-----------------|
| Judkins Left 4         | 538 420   | <b>538-494C</b> |
| Judkins Right 4        | 538 421   |                 |
| Angled Pigtail 155°    | 538 455S  |                 |
| 6 side holes Modified  | 538 455S  |                 |
| 4F Avanti+ 11 cm .035" | 504 604X* |                 |
| Emerald™ .035"         | 502 521   |                 |

|                               |           |                 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Judkins Left 4                | 538 420   | <b>538-499C</b> |
| Judkins Right 4               | 538 421   |                 |
| Straight Pigtail 5 side holes | 538 451V  |                 |
| 4F Avanti+ 11 cm .035"        | 504 604X* |                 |
| Emerald™ .035"                | 502 521   |                 |

|                               |           |               |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| Judkins Left 4                | 538 420   | <b>CP0156</b> |
| Judkins Right 4 Modified      | 538 428   |               |
| Straight Pigtail 8 side holes | 538 450E  |               |
| 4F Avanti+ 11 cm .035"        | 504 604X* |               |
| Emerald™ .035"                | 502 521   |               |

### ● 5F INFINITI®

Cat. N°

|                        |           |               |
|------------------------|-----------|---------------|
| Judkins Left 4         | 534 520T  | <b>CP0032</b> |
| Judkins Right 4        | 534 521T  |               |
| Angled Pigtail 145°    | 534 552S  |               |
| 6 side holes           | 534 552S  |               |
| 5F Avanti+ 11 cm .038" | 504 605X* |               |
| Emerald™ .038"         | 502 520   |               |

|                        |           |               |
|------------------------|-----------|---------------|
| Judkins Left 4         | 534 520T  | <b>CP0035</b> |
| Judkins Right 4        | 534 521T  |               |
| Angled Pigtail 145°    | 534 552S  |               |
| 6 side holes           | 534 552S  |               |
| 5F Avanti+ 11 cm .038" | 504 605X* |               |
| Emerald™ .035"         | 502 521   |               |

|                     |          |               |
|---------------------|----------|---------------|
| Judkins Left 4      | 534 520T | <b>CP0164</b> |
| Angled Pigtail 145° | 534 552S |               |
| 6 side holes        | 534 552S |               |
| Judkins Right 4     | 533 552  |               |
| AV + 5FR STD W/O    | 504 605A |               |
| Emerald™ .035"      | 502 521  |               |

|                        |          |                 |
|------------------------|----------|-----------------|
| Judkins Left 4         | 534 520T | <b>CP0317**</b> |
| Judkins Right 4        | 534 521T |                 |
| EMERALD .035"          | 502521   |                 |
| ANGIONEEDLE 18G        | 502652   |                 |
| 6F AVANTI+ 11 cm .038" | 504606X* |                 |

### ● 5.2F SUPERTORQUE® Plus

Cat. N°

|                               |           |                 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Judkins Left 4                | 533 553   | <b>533-591C</b> |
| Judkins Right 4               | 533 552   |                 |
| Straight Pigtail 6 side holes | 533 533   |                 |
| 5F Avanti+ 11 cm .038"        | 504 605X* |                 |
| Emerald™ .038"                | 502 520   |                 |

|                               |           |                 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Judkins Left 4                | 533 553   | <b>533-592C</b> |
| Judkins Right 4               | 533 552   |                 |
| Straight Pigtail 6 side holes | 533 533   |                 |
| 5F Avanti+ 11 cm .038"        | 504 605X* |                 |
| Emerald™ .035"                | 502 521   |                 |

|                        |           |                 |
|------------------------|-----------|-----------------|
| Judkins Left 4         | 533 553   | <b>533-593C</b> |
| Judkins Right 4        | 533 552   |                 |
| Angled Pigtail 145°    | 533 534A  |                 |
| 6 side holes           | 533 534A  |                 |
| 5F Avanti+ 11 cm .038" | 504 605X* |                 |
| Emerald™ .038"         | 502 520   |                 |

|                        |           |                 |
|------------------------|-----------|-----------------|
| Judkins Left 4         | 533 553   | <b>533-594C</b> |
| Judkins Right 4        | 533 552   |                 |
| Angled Pigtail 145°    | 533 534A  |                 |
| 6 side holes           | 533 534A  |                 |
| 5F Avanti+ 11 cm .038" | 504 605X* |                 |
| Emerald™ .035"         | 502 521   |                 |

### ● 6F SUPERTORQUE® Plus

Cat. N°

|                               |           |                 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Judkins Left 4                | 533 620   | <b>533-691C</b> |
| Judkins Right 4               | 533 621   |                 |
| Straight Pigtail 8 side holes | 533 650E  |                 |
| 6F Avanti+ 11 cm .038"        | 504 606X* |                 |
| Emerald™ .038"                | 502 520   |                 |

|                               |           |                 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Judkins Left 4                | 533 620   | <b>533-692C</b> |
| Judkins Right 4               | 533 621   |                 |
| Straight Pigtail 8 side holes | 533 650E  |                 |
| 6F Avanti+ 11 cm .038"        | 504 606X* |                 |
| Emerald™ .035"                | 502 521   |                 |

|                        |           |                 |
|------------------------|-----------|-----------------|
| Judkins Left 4         | 533 620   | <b>533-693C</b> |
| Judkins Right 4        | 533 621   |                 |
| Angled Pigtail 145°    | 533 652S  |                 |
| 6 side holes           | 533 652S  |                 |
| 6F Avanti+ 11 cm .038" | 504 606X* |                 |
| Emerald™ .038"         | 502 520   |                 |

|                        |           |                 |
|------------------------|-----------|-----------------|
| Judkins Left 4         | 533 620   | <b>533-694C</b> |
| Judkins Right 4        | 533 621   |                 |
| Angled Pigtail 145°    | 533 652S  |                 |
| 6 side holes           | 533 652S  |                 |
| 6F Avanti+ 11 cm .038" | 504 606X* |                 |
| Emerald™ .035"         | 502 521   |                 |

\*с мини проводником

\*\* состав набора: 2 катетера, 1 интродьюсер, 1 проводник, 1 ангиографическая игла.

Содержание



Поиск

# Диагностические катетеры

Наборы для проведения диагностики Bi-Packs



**Bi-Packs** 2 катетера JL, JR/3DRC

**Bi-packs JL и JR4/3DRC**

|                                                                                   | 4F                                 | 5F                                   | 5.2F                               | 6F                                 | 6F                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                   | Quick Care Infiniti®               | Infiniti®                            | SuperTorque® Plus                  | SuperTorque® Plus                  | Infiniti®                            |
| <b>JL4/JR4 5 Bi-pack номер по каталогу, кол-во в упаковке: 5</b><br>включает коды | <b>CP0276</b><br>538 420 и 538 421 | <b>CP0278</b><br>534 520T и 534 521T | <b>CP0280</b><br>533 553 и 533 552 | <b>CP0285</b><br>533 620 и 533 621 | <b>CP0281</b><br>534 620T и 534 621T |
| <b>JL4/3DRC Bi-pack номер по каталогу, кол-во в упаковке: 3</b><br>включает коды  |                                    | <b>CP0279</b><br>534 520T и 534 576T |                                    |                                    | <b>CP0282</b><br>534 620T и 534 676T |
| <b>JL3.5/JR4 Bi-pack номер по каталогу, кол-во в упаковке: 5</b><br>включает коды |                                    |                                      | <b>CP0417</b><br>533 551 и 533 552 |                                    |                                      |



JL 4



JR 4



JL 4



3DRC



JL 3.5




JR 4



# Щипцы для биопсии

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Щипцы для биопсии .....   | 9.1 |
| Длинный интродьюсер ..... | 9.2 |



# Щипцы для биопсии

## Щипцы для биопсии

Щипцы для взятия образцов ткани из желудочка сердца.

Усовершенствования в сравнение со стандартными щипцами для биопсии включают новые увеличенные заостренные бранши, обеспечивающие:

- Быстрое и легкое взятие образцов ткани
- Большой объем ткани для образцов для проведения максимально точного анализа



# Щипцы для биопсии

Щипцы для биопсии

## СТАНДАРТНЫЕ

- Количество в упаковке: 1 шт.



| НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР<br>ШАФТА (F) | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР<br>ШАФТА (мм) | ДЛИНА<br>(см) | ОПИСАНИЕ                                  | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 5.5                           | 1.85                           | 104           | Для доступа через бедренную вену          | 504-300              |
| 5.5                           | 1.85                           | 50            | Для доступа через внутреннюю яремную вену | 504-302              |
| 7                             | 2.3                            | 104           | Для доступа через бедренную вену          | 504-300L             |
| 7                             | 2.3                            | 50            | Для доступа через внутреннюю яремную вену | 504-302L             |

## BIPAL® БИПОЛЯРНЫЕ

- Формообразующий / вращающийся кончик
- PTFE-покрытие shaft

| НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР<br>ШАФТА (F) | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР<br>ШАФТА (мм) | ДЛИНА<br>(см) | ОПИСАНИЕ                                                                    | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7                             | 2.3                            | 104           | Прямой кончик для доступа через бедренную вену                              | 502-400B             |
| 7                             | 2.3                            | 50            | Радиальная форма кончика для доступа через внутреннюю яремную вену          | 502-402B             |
| 7                             | 2.3                            | 50            | Многофункциональная форма кончика для доступа через внутреннюю яремную вену | 502-402M             |



# Щипцы для биопсии

Длинный интродьюсер

## ИНТРОДЬЮСЕРЫ И КОМПЛЕКТЫ



| СОВМЕСТИМОСТЬ С КАТЕТЕРОМ (F) | ДЛИНА ИНТРОДЬЮСЕРА | ОПИСАНИЕ                   | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 7                             | 45                 | Прямой кончик              | 501-611           |
| 7                             | 98                 | Прямой кончик              | 501-613           |
| 7                             | 45                 | Многофункциональный кончик | 501-611A          |
| 7                             | 98                 | Многофункциональный кончик | 501-613A          |

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Краники -----                                                              | 10.1 |
| Линии высокого давления -----                                              | 10.2 |
| Удлинитель / Коннекторы / Медфлятор для раздувания баллонных катетеров --- | 10.3 |
| Шприцы для подачи контрольного вещества -----                              | 10.4 |
| Ангиографические иглы -----                                                | 10.5 |



## КРАНИКИ, ВЫДЕРЖИВАЮЩИЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1050 PSI

- Способны выдерживать высокое давление
- Большой внутренний просвет
- Плавное вращение
- 25 шт. в упаковке

| РУЧКИ OFF/ON | ХОД         | ОПИСАНИЕ                      | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|--------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| "OFF"        | 3 - ходовой | С вращателем, male            | 12-002023            |
| "OFF"        | 3 - ходовой | С соединением luer-lock, male | 12-002024            |
| "ON"         | 1 - ходовой | С вращателем, male            | 12-001914            |
| "ON"         | 1 - ходовой | С соединением luer-lock, male | 12-002022            |

## ЛИНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1200 PSI - НЕАРМИРОВАННАЯ

- Неармированная
- Идеально подходит для использования инжектора
- Доступна в различных вариантах длин
- Доступна в комплектации без или с вращающимся адаптером высокого давления
- 25 шт. в упаковке

| ДЛИНА (см) | ОПИСАНИЕ                      | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|------------|-------------------------------|-------------------|
| 25         | С вращателем                  | 12-000813         |
| 50         | С вращателем                  | 12-001771         |
| 75         | С соединением luer-lock, male | 12-000237         |
| 75         | С вращателем                  | 12-001733         |
| 120        | С соединением luer-lock, male | 12-000608         |
| 120        | С вращателем                  | 12-001734         |

## ЛИНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1200 PSI - АРМИРОВАННАЯ

- Армированная
- Совмещает высокую устойчивость к давлению и превосходную гибкость
- Доступна в комплектации без или с вращающимся адаптером высокого давления
- 25 шт. в упаковке

| ДЛИНА (см) | ОПИСАНИЕ                      | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|------------|-------------------------------|-------------------|
| 25         | С соединением luer-lock, male | 12-001743         |
| 50         | С вращателем                  | 12-001738         |
| 75         | С соединением luer-lock, male | 12-001741         |
| 75         | С вращателем                  | 12-001737         |
| 120        | С соединением luer-lock, male | 12-001740         |
| 120        | С вращателем                  | 12-001736         |

## MANIFOLDS 1050 PSI

- Большой внутренний диаметр (2.3 мм), идеальны для специфических процедур, требующих маленьких катетеров.

| ОПИСАНИЕ                          | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|-----------------------------------|-------------------|
| 2 порта, с вращателем, праворукая | 12-001759         |
| 3 порта, с вращателем, праворукая | 12-001765         |
| 3 порта, с вращателем, праворукая | 12-001767         |

# Аксессуары

Вращающиеся адаптеры высокого давления

## ЛИНИИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Дюрометр для точных измерений и оптимального динамического отклика

| ДЛИНА (см) | ОПИСАНИЕ    | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|------------|-------------|-------------------|
| 15         | male/female | 12-000235         |
| 30         | male/female | 12-000836         |
| 90         | male/female | 12-001776         |
| 120        | male/female | 12-000236         |
| 150        | male/female | 12-000210         |



# Аксессуары

Удлинитель / Коннекторы / Медфляторы

## УДЛИНИТЕЛЬ КАТЕТЕРОВ

- Материал: гибкий прозрачный полиуретан
- Армированный
- Сконструирован для давления 1000 psi
- Luer-lock соединитель
- Male / female
- 5 шт. в упаковке



|  | ДЛИНА (см) | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (мм) | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|--|------------|-------------------------|-------------------|
|  | 45         | 1.8                     | 502-100D          |
|  | 65         | 1.8                     | 502-101D          |
|  | 100        | 1.8                     | 502-102D          |

## КЛАПАНЫ И ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ Y-АДАПТЕРЫ

- Совместимы с проводниками разных диаметров
- Плавное вращение клапана Tuohy-Borst
- С вращающимся адаптером
- Доступны наборы с тупой иглой либо устройством для вращения проводника

| ШТ. В УПАКОВКЕ | ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                            | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 25             | Гемостатический Y-адаптер с большим отверстием для катетера размером до 9F (Устройство вращения – Проводниковый инструмент - Гемостатический Y-адаптер для катетера размером до 9F) | 12-001915         |
| 25             | Гемостатический Y-адаптер для катетера размером до 9F                                                                                                                               | 12-001855         |
| 25             | Устройство вращения                                                                                                                                                                 | 12-001624         |
| 25             | Двойной Y-адаптер для катетеров до 9F                                                                                                                                               | 12-001856         |

## МЕДФЛЯТОРЫ ДЛЯ РАЗДУВАНИЯ БАЛЛОННЫХ КАТЕТЕРОВ

| ШТ. В УПАКОВКЕ | ОПИСАНИЕ                                                                                                                                      | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6              | Медфлятор объемом 30 мл, контролирующий давление шприц с манометром, измеряющий давление в пределах от 0 до 30 атм (3-ходовый краник включен) | 12-003704         |



# Аксессуары

Шприц для подачи контрастного вещества

## ШПРИЦ ДЛЯ ПОДАЧИ КОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА

- Плавная работа
- Материал: прозрачный пластик
- 25 шт. в упаковке



| ОБЪЕМ (мл) | ОПИСАНИЕ                      | ПРОБКА (мл) | НОМЕР<br>ПО КАТАЛОГУ |
|------------|-------------------------------|-------------|----------------------|
| 10         | С соединением luer-lock, male | 0.5         | 12-000249            |
| 10         | С вращателем, male            | 0.5         | 12-000304            |



# Аксессуары

Ангиографические иглы

## Цельные иглы

- Канюля с тонкими стенками
- Соединение Luer-hub
- 10 шт. в упаковке



| ДИАМЕТР КАНЮЛИ | ОПИСАНИЕ      | МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРОВОДНИКА | ДЛИНА (см) | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|---------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| 18G            | Тонкая стенка | 0.038"                         | 7.0        | 12-004943         |
| 19G            | Тонкая стенка | 0.032"                         | 3.8        | 12-004925         |
| 21G            | Тонкая стенка | 0.021"                         | 3.8        | 12-004924         |

## Цельные иглы

- Канюля с тонкими стенками
- Соединение Luer-hub
- 25 шт. в упаковке



| ДИАМЕТР КАНЮЛИ | ОПИСАНИЕ                 | МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРОВОДНИКА | ДЛИНА (см) | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| 18G            | Тонкая стенка с клипсами | 0.038"                         | 7.0        | 502-652           |
| 19G            | Тонкая стенка с клипсами | 0.032"                         | 7.0        | 502-654           |
| 20G            | Тонкая стенка с клипсами | 0.021"                         | 5.0        | 502-655           |
| 20G            | Тонкая стенка с клипсами | 0.025"                         | 5.0        | 502-659           |

## Игла с мандреном

- Канюля с тонкими стенками
- Соединение Luer-hub
- 25 шт. в упаковке



| ДИАМЕТР КАНЮЛИ | ОПИСАНИЕ                 | МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРОВОДНИКА | ДЛИНА (см) | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| 18G            | Тонкая стенка с клипсами | 0.038"                         | 7.0        | 502-657           |
| 19G            | Тонкая стенка с клипсами | 0.035"                         | 7.0        | 502-658           |



# Аксессуары

Ангиографические иглы

## МАНИФОЛД 250 PSI

|     | ОПИСАНИЕ                          | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
|-----|-----------------------------------|-------------------|
| OFF | 3 порта, с вращателем, праворукая | 12-004952         |



«Товар сертифицирован. Для медицинских специалистов.  
Регистрационное удостоверение № ФС 2006/1334  
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09183  
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10409  
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10934  
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12007  
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07551»

ООО «Кардинал Хелс Раша»  
Регус Домников, ул. Маши Порываевой 34, 5 этаж

Москва, 107078, Россия

Тел.: +7.495.139.3131